


DENTO-PREP™

ALUMIINIOKSIDIMIKROPUHALLIN

KÄYTTÖOHJEET

REF 1900 | fi



DENTO-PREP™ Mikrohiekkapuhallin:

Nämä ohjeet on luettava huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.

Tuotekuvaus:

DENTO-PREP™ on tuote, jota käytetään alumiinioksidijauheen kanssa valmisteluun. Laite toimii paineilmalla 2-8 kg/cm² (30-120 psi). Koska paineilman on ehdottomasti oltava täysin kuivaa ja öljytöntä, tarkasta, että ilmaliitäntään on asennettu suodatin ja vedenerotin.

Yhdenmukaisuus:

DENTO-PREP™ liittin yhdenmukainen EN ISO 9168:2009 -standardin, ja sitä saa käyttää ainoastaan saman standardin vaatimukset täyttävien liittimen kanssa.

Käyttötarkoitus:

Mikrohiekkapuhallusta voidaan käyttää dentiinin, keraamisten, yhdistelmämuovisten ja metallipintojen karhennukseen ennen sementointia tai restaurointia hyvän sidoslujouden saavuttamiseksi.

Käyttäjät:

DENTO-PREP™ on tarkoitettu pelkästään hammaslääketieteelliseen käyttöön hammaslääkäreille ja hammasteknikoille.

Asennus:

Lisää asennusvaihtoehtoja on saatavilla hammaslääkärin vastaanottojen ja laboratorioiden eri tarpeita silmällä pitäen.

Liittimen käyttäminen:

DENTO-PREP™:n käyttäminen vastaanotolla on helppoa liittimien avulla, jotka sopivat moniin eri turbiineihin: KaVo, W&H, Sirona, BienAir ja NSK. Poista turbiinikäsiappale, työnnä liitin turbiinin pikaliittimen ja kiinnitä letku DENTO-PREP™-laitteeseen. Jos turbiinikulmakappaleen merkki on jokin muu kuin edellä mainitut merkit, turbiiniletkun 4-reikäiseen vakioiliitäntään liittämistä varten on saatavana Midwest-liitin. Midwest-liitin on yleiskäyttöinen, ja sitä voidaan käyttää useimmissa turbiiniletkuissa.

Asennussarjan käyttäminen:




DENTO-PREP™-laitteen liittämiseen suoraan ilmansyöttöliitäntään on käytettävissä kaksi ilmansyöttöletkuihin sopivaa sarjaa: vakiohalkaisijat 5 mm (3/16") ja 6 mm (1/4"). Asennusohjeet toimitetaan asennussarjojen pakkauksessa.

Suosittelut puhallusaine:

Alumiinioksidijauhe (AL₂O₃) 20-80 mikronin partikkelikoko. Kosteus ja vieraat hiukkaset voivat aiheuttaa tukoksia.

Käyttö suun ulkopuolella	Käyttö suussa
<p>Mikrokarhennus, puhdistus ja aktivointi</p> <ul style="list-style-type: none">• Kruunut• Inlayt ja onlayt• Nastat ja pilarit• Maryland-sillat• Oikomisrenkaat ja braketit <p>Vanhan kiinnityssementin poisto ennen uudelleensementointia. Metallista valettujen restauroitoiden istuvuuden tarkastamiseen (huonosti istuva kohta tulee näkyväksi).</p>	<p>Mikrokarhennus ennen yhdistelmämuovi- tai posliinipaikkojen korjausta.</p>

Varoimenpiteet:

-  Käyttäjän ja potilaan tulee käyttää suojalaseja DENTO-PREP™:n käytön aikana. Älä koskaan kohdista laitetta suoraan kasvoihin tai silmiin. Kohdista laite aina ainoastaan käsiteltävään pintaan. Pidä suihkua lähellä kohdealuetta 2–10 mm:n etäisyydellä.
-  Ikkeneen puhaltaminen voi vahingoittaa pehmytkudosta ja aiheuttaa subkutaanisen emfyseeman, joten sitä tulee välttää. Pehmytkudoksen suojaaminen kofferdamilla on erittäin suositeltavaa.
-  Vältä hengittämästä ilman välityksellä leviäviä puhallushiukkasia. DENTO-PREP™:n käytön aikana on käytettävä hengityssuojainta. Lisäksi on käytettävä tehokasta imua, ja imukärki on asetettava mahdollisimman lähelle mikrokarhennettavaa aluetta.

Ohjeet:

1. Kierrä DENTO-PREP™:n jauhesäiliö irti, täytä se alumiinioksidijauheella ja kierrä se takaisin paikalleen.
2. Ennen DENTO-PREP™:n ensimmäistä käyttökertaa on suositeltavaa kokeilla sitä eri posliini-, yhdistelmämuovi- ja metallimateriaaleilla DENTO-PREP™:n käyttötarkoitusten mukaisesti
3. Aseta ruiskutusjärki tarvittavaan suuntaan ja pidä sitä 2–10 mm:n etäisyydellä kohdealueesta.
4. Paina käyttöpainiketta ja ruiskuta, kunnes pinta on karhennettu tasaisesti. Vain muutama sekunti riittää.
5. Vapauta painike ja käännä laite vasta sitten pois kohdealueelta.
6. Poista jauhe säiliöstä käytön jälkeen. Vastahuuhtelet järjestelmä kohdassa "Tukokset" kuvatulla tavalla.
7. Irrota letku.
8. Puhdista ja steriloi DENTO-PREP™ puhdistus-, desinfiointi ja sterilointiohjeen mukaisesti. DENTO-PREP™-laitetta ei saa upottaa veteen tai muuhun nesteeseen tukkeutumisvaaran vuoksi.

Tukokset:


Jos DENTO-PREP™:n sisältämät ohuet putket tukkiutuvat, tukokset voidaan poistaa puhaltamalla niihin ilmaa seuraavalla tavalla: Kierrä jauhesäiliö irti, aseta sormi ruiskutusputtimen aukon päälle ja paina käyttöpainiketta. Näin paineilma virtaa takaisin laitteen läpi ja poistaa tukokset.

Puhdistus ja desinfiointi:


Muut tarvittavat välineet:

- Etanoli IPA (70 %)
- Ilmansyöttöliitäntä
- Imu
- Puhdas paperiliina

1. Puhaltimen kanavan puhdistus: Irrota jauhesäiliö puhaltimesta. Aseta sormi suihkutuskärjen päälle ja poista puhaltimeen jäänyt jauhe painamalla painiketta. Paineilma virtaa takaisin puhaltimen läpi poistaen jauheen kanavasta.
2. Poista puhallusjauheen jäämät jauhesäiliöstä. Huuhtelet säiliön sisäpinta vedellä ja pyyhi kuivaksi.



3. Kaada suunnilleen 2 ml etanoli IPA (70 %) jauhesäiliöön. Kiinnitä jauhesäiliö takaisin puhaltimeen.



4. Osoita DENTO-PREP™ -puhaltimella imuaukkoon ja paina painiketta 1-2 sekuntia lyhyesti, jolloin etanolia suihkuaa suuttimesta.



5. Suorita vaiheessa 4 kuvattu toimenpide, kunnes jauhepurkki on tyhjä.
6. Irrota jauhesäiliö puhaltimesta ja puhdista ja kuivaa sen sisäpinta.
7. Pyyhi DENTO-PREP™ -puhaltimen ja jauhesäiliön ulkopinta puhtaaksi. Käytä tähän tarkoitukseen puhdasta paperiliinaa ja etanolia tai desinfiointipyyhettä. Anna DENTO-PREP™ -puhaltimen ja jauhesäiliön kuivua 5–10 minuuttia hyvin tuuletetussa tilassa ennen säiliön kiinnittämistä takaisin puhaltimeen. Puhdistettu DENTO-PREP™ on nyt valmis käyttöön.

Sterilointi:

DENTO-PREP™ toimitetaan epästeriilinä, ja se on steriloitava ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Steriloi DENTO-PREP™ -puhallinta ja jauhesäiliötä erikseen höyryautoklaavissa 121°C:ssa vähintään 15 minuuttia tai 134°C:ssa vähintään 3 minuuttia. Anna osien kuivua erikseen vähintään 30 minuuttia.

Säilytys:

Säilytä kuivassa paikassa uudelleenkontaminaatiolta suojattuna.

Takuu:

DENTO-PREP™-laitteelle myönnetään takuu valmistus- ja materiaalivikojen osalta kaksi (2) vuodeksi ruiskutusjärkeä lukuun ottamatta.

RONVIG ei vastaa vaurioista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat sopimattomasta käytöstä tai edellä annettujen ohjeiden noudattamatta jättämisestä.



RONVIG Dental Mfg. A/S

Gl. Vejlevej 59 • DK-8721 Daugaard • Tanska

Tel.: +45 70 23 34 11 • Fax: +45 76 74 07 98 • E-mail: contact@ronvig.com • www.ronvig.com



2460