

GC Tooth Mousse Läs omhyggligt brugsanvisningen inden brug. DA

GC Tooth Mousse

LAVVISKÖS PASTA MED KALCIUM OG FOSFAT TIL LOKAL INTERORAL BRUG

Anvendes af eller under vejledning af det professionelle tandlægeteam til de anbefalede indikationer.

BESKRIVELSE

GC Tooth Mousse er en vandbaseret lavviskøs pasta der indeholder RECALDENT™ (CPP-ACP (Casein Phosphopeptide–Amorphous Calcium Phosphate). Når CPP-ACP bliver anvendt i oraltil miljø, så binder det til biofilm, plaque, bakterier, hydroxyapatite samt bløddete. Dette sker ved at pastaen binder til tilgængelig calcium og fosfater hos disse substanser.

VIGTIGT

Spyt vil forøge effektiviteten af CPP-ACP og smagen vil stimulere spytkresloren. Jo længere CPP-ACP og spyttet forbliver i munden, jo bedre et resultat opnås.

Lavviskøs pasta med biologisk tilgængeligt calcium og fosfat til lokalt intraoralt brug:

- Giver ekstra beskyttelse af tænderne.
- Hjælper til med at neutralisere syreangreb fra bakterier i plaque.
- Hjælper til at neutralisere syraattacker från andra interna och externa källor innehållande syror.

KONTRAINDIKATIONER

RECALDENT™ (CPP-ACP) er et derivat fra mælkekasein. Anvend ikke produktet til personer med konstateret mælkeallergi eller mistænkt herfor og/eller med allergi eller følsomhed for benzozatinnehåll.

BRUGSANVISNING

- INDIKATIONER
- F.øg et efter klínikblekning.
 - B.øg effektiviteten af fluorid-, depuration eller rodbehandling.
 - Efter professionel tandrensning (P.T.C.).
 - Efter applicering af fluorbehandling.
 - E. For at øge beskyttelse hos patienter der lider af erosion, xerostomia eller Sjögrens syndrom.
 - F. Under ortodontisk behandling.
 - G. Til patienter med høj kariesaktivitet.
 - H. Til patienter med specielle behov.

Til anvendelse på klínikken:

- Applicering med standardrør**
 - Inden brug skylles skeen under rindende vand.
 - Fyld et lag af GC Tooth Mousse i skeen og sæt den på plads i over eller undermundem.
 - Lad skeen være uforstyrret minimum 3 minutter i munden.
 - Fjern skeen.
 - Instruer patienten i at fordele resterende GC Tooth Mousse rundt i munden med tungen. Instruer også patienten om ikke at synke eller spytte ud, så lang tid som muligt (1-2 minutter). Jo længere GC Tooth Mousse og salv er i munden jo mere effektivt bliver slureslutlattet.
 - Bed patienten om at spytte overskydende pasta ud. Yderligere rester af GC Tooth Mousse kan efterlades på tændernes overflade. Dette vil gradvis forsvinde. Anbefal patienten om ikke at spise eller drikke 30 minutter efter behandlingen.
 - Overskydende GC Tooth Mousse i skeen skylles væk under rindende vand.

II.Applikation uden ske

- Ved store mængder salv på tandfladen, så fjernes dette med en bomullsulve eller en pellet. Det er ikke nødvendig at tørre tænderne med komprimert luft.
- Applcier en sufficient mængde GC Tooth Mousse til tandfladen med en serviet, behandsket finger eller i vanskelig tilgængelige interproximale rum en interdental børste.
- Lad GC Tooth Mousse være uforstyrret minimum 3 minutter i munden.
- Instruer patienten i at lade tungen fordele resterende GC Tooth Mousse rundt i hele munden. Patienter instrueres også i det nødvendige i at holde spyt og mousse så lang tid som muligt i munden (1-2 minutter) uden at synke eller spytte ud. Jo længere GC Tooth Mousse og salv er i munden, jo mere effektivt er slureslutlattet.
- Bed patienten om at spytte overskydende pasta ud. Yderligere rester af GC Tooth Mousse kan efterlades på tændernes overflade. Dette vil gradvis forsvinde. Anbefal patienten om ikke at spise og drikke før 30 minutter efter behandlingen.

Til anvendelse hjemme:

- Daglig applicering efter tandbørstning som anbefalet af tandlæge/tandplejer**
 - Applcier en sufficient mængde GC Tooth Mousse Plus til tænderne i over og overmundem. Ca. 1/2 cm. pasta til henholdsvis under og overkæbe anbefales som minimumsmængde. Materialet kan fordeles med en finger eller en blød børste. Til vanskelige tilgængelige interproximale rum en mellemrumsbørste eller tandtråd påført GC Tooth Mousse Plus.
 - Lad GC Tooth Mousse være uforstyrret minimum 3 minutter i munden.
 - Anvend tungen til at fordel overskydende GC Tooth Mousse Plus rundt i munden. Hold det i munden så længe som muligt (1 – 2 minutter) undgå at spytte pastaen ud eller synke den. Jo længere GC Tooth Mousse og salv er i munden, jo mere effektivt er slureslutlattet.
 - Spyt herefter materialet ud og lad være med at skylle efter. Yderligere rester af GC Tooth Mousse kan efterlades på tændernes overflade. Dette vil gradvis forsvinde. Undgå at spise og drikke 30 minutter efter behandlingen.

IV.Nat behandling efter tandbørstning som anbefalet af tandlæge/tandplejer

- Applcier en sufficient mængde GC Tooth Mousse Plus til tænderne i over og overmundem. Ca. 1/2 cm. pasta til henholdsvis under og overkæbe anbefales som minimumsmængde. Materialet kan fordeles med en finger eller en blød børste. Til vanskelige tilgængelige interproximale rum en mellemrumsbørste eller tandtråd påført GC Tooth Mousse Plus.
- Lad GC Tooth Mousse være uforstyrret minimum 3 minutter i munden.
- Anvend tungen til at fordel overskydende GC Tooth Mousse Plus rundt i munden. Hold det i munden så længe som muligt (1 – 2 minutter) undgå at spytte pastaen ud eller synke den. Jo længere GC Tooth Mousse og salv er i munden, jo mere effektivt er slureslutlattet.
- Spyt herefter materialet ud og lad være med at skylle efter. Overskydende GC Tooth Mousse Plus kan efterlades på overfladen vil gradvis forsvinde under nattens forløb. Undgå at spise og drikke 30 minutter efter behandlingen.

SMAG

Jordbær (S), Melon (M), Vanilje (V), Mint (I), Tutti-Frutti (T)
Bemærk: M, V, I og T i parentes er forkortelser for hver smag. Densse forkortelser er printet på tuberne efter batchnummeret for at kunne se indholdets smag.

Eksempelvis, 021003S.....Jordbærsmag (Strawberry)

FØRVARING

Førvaras på en sval og torr plats med låg luftfuktighet. Förvaras inte i direkt solljus (8–25°C) (46.4–77.0°F). (Lagringstid: 2 år från tillverkningsdatum)

FÖRPACKNINGAR

- Til inneholdende 40g (35ml)
1. Sorterad förpackning
10 x 40g tuber (2 st av vardera Jordgubbe, Melon, Vanilj, Mint, Tutti-Frutti)
2. Förpackning med en smakvariant
10 x 40g tuber av en smak Vanilj, Jordgubbe, Melon**, Tutti-Frutti**, Mint**
**Endast tillgänglig i Europa

3. Refillförpackning
1 x 40g tub i varje smak

NOTERA

GC Tooth Mousse med dess unika CPP-ACP formula utvecklades på The School of Dental Science, The University of Melbourne, Victoria, Australien.
*RECALDENT är ett varumärke och används med licens.
CPP-ACP teknologien er patenteret og omfattet af patentregler i Australien, NZ, Europa, Canada, og USA.

BEMÆRK

- Avlägsna eventuellt spillt runn tubens öppning eller på insidan av hatten och skruva sedan på hatten direkt efter användning.
- Ifall ögonkontakt skulle uppstå, skölja omedelbart med vatten och spola likare.
- Ifall nedsänkta kindar, tvätta bort med vatten.
- Om några symptom med angioödem upptacks kan det indikera känslighet eller allergi mot konserveringsmedlet som används, eller mot några andra komponenter i produktens såsom något smaksättningsämne. Om så sker avbryt användning av produkten och remittera till läkare.

Reviderad senast : 07/2008

BEMÆRK

- Sæt altid hættlen på efter brug og fjern overskydende pasta eller fugt runn tubens åbning og inden hættlen.
- I tilfælde af at materialet kommer i øjnene så skal der skylles grundigt med vand og herefter skal der søges lægehjælp.
- Materiale der er kommet på tøj, vaskes bort med vand.
- Hvis der opstår nogle former for angioedem symptomer så kan dette være et udtryk for sensitivitet/allergi for benzozate indholdsstoffer eller andre af de komponenter som er indeholdt i produktet eksempelvis smagsstofferne. I disse tilfælde, så skal anvendelse af produktet stoppes og en læge kontaktes.

Sidst revideret : 07/2008

GC Tooth Mousse Läs noggrant anvisningarna innan användning. SV

GC Tooth Mousse

LÄGVIKÖS PASTA MED FRITT KALCIUM OCH FOSFAT FÖR LOKALT INTRA-ORALT BRUK

Används av eller under överinseende av utbildad tandvårdspersonal inom de rekommenderade indikationerna.

BESKRIVNING

GC Tooth Mousse är en vattenbaserad lägviskös pasta som innehåller RECALDENT™ (CPP-ACP (Casein Phosphopeptide–Amorft Kalciumfosfat). När CPP-ACP appliceras i den orala miljön, kommer den att binda till biofilmer, plaque, bakterier, hydroxyapatit samt mjukvävnad. Det kommer i sin tur att lokalisera tillgängligt kalcium och fosfater hos dessa substanser.

VIKTIGT

Saliv ökar effektiviteten av CPP-ACP och smaken kommer att stimulera produktion av saliv. Quanto mais tempo se mantiver o CPP-ACP e a saliva na boca, mais eficaz é o resultado.

Lägviskös pasta med fritt kalcium och fria fosfater för lokalt intraoralt bruk:

KONTRAINDIKATIONER

RECALDENT™ (CPP-ACP) é derivat från mjölkcasein. Använd ej på patienter som lider av mjölkproteinallergi och/eller med en känslighet eller allergi mot konserveringsmedel med benzozatinnehåll.

BRUKSANVISNING

- INDIKATIONER
- a. Innan och efter klínikblekning.
 - b. Efter ultraljudsbehandling-, depuration eller rotplaning.
 - c. Efter professionell tandrensning (P.T.C.).
 - d. Efter applicering av fluorlösning.
 - e. För att öka skyddet hos patienter som lider av, xerostomi eller Sjögrens syndrom.
 - f. Under ortodontisk behandling.
 - g. För högtkariesaktiva patienter.
 - h. För patienter med speciella behov.

Professionell applicering:

- Applicering med standardrör**
 - Skölj den vanliga skeden noggrant under rinnande vatten innan användning.
 - Tryck ut en generös mängd GC Tooth Mousse i skeden och sätt den på plats i över-och / eller underkärnan.
 - Låt GC Tooth Mousse värka under minimum 3 minuter i munden.
 - Fjern skeden.
 - Instruera patienten att använda tungen för att sprida ut återstående GC Tooth Mousse i hela munnen. Instruera också patienten att hålla kvar pastaen så länge som möjligt där (1-2 minuter). Patienten skall undvika att hosta under behandlingen. Ju längre GC Tooth Mousse och salv hålls kvar i munnen, desto effektivare blir slureslutlattet.
 - Be patienten att spotta ut rester och om möjligt undvika att skölja. Ytterligare rester av GC Tooth Mousse kan lämnas på tändernas ytor. Dessa kommer att gradvis att försvinna. Rekommendera patienten att inte äta eller dricka under de närmaste 30 minuterna efter applicering. Efter användning, skölj bort resterna av GC Tooth Mousse som kan finnas kvar i skeden under rinnande vatten.

II.Applicering utan sked

- Om nödvändigt, avlägsna överskottssaliv på tandytan med en bomulls-ulle eller pellet. Det är INTE nödvändigt att torrägga tänderna med tryckluft.
- Applciera en lämplig mängd GC Tooth Mousse på tandytan genom att använda ett lämpligt appliceringsverktyg, handsbeklätt finger eller en interdentalbörste i approximala utrymmen där det är svårt att komma åt.
- Lad GC Tooth Mousse värka under minimum 3 minuter i munden.
- Instruera patienten att använda tungen för att sprida ut återstående GC Tooth Mousse i hela munnen. Instruera också patienten att hålla kvar pastaen så länge som möjligt där (1-2 minuter). Patienten skall undvika att hosta under behandlingen. Ju längre GC Tooth Mousse och salv hålls kvar i munnen, desto effektivare blir slureslutlattet.
- Be patienten att spotta ut rester och om möjligt undvika att skölja. Ytterligare rester av GC Tooth Mousse kan lämnas på tändernas ytor. Dessa kommer att gradvis att försvinna. Rekommendera patienten att inte äta eller dricka under de närmaste 30 minuterna efter applicering.

Hemmbruk:

III.Daglig applicering efter tandbörstning på rekommendation av tandläkare

- Applciera en lämplig mängd GC Tooth Mousse på tänderna i både över- och underkärna. En årtas storlek rekommenderas för varje kärke. Materialet appliceras på tandytan med ett rent torr finger eller en bomullspinne. För svåråtkomliga områden (mellem tänderna) används en mellanrumsbörste eller tandtråd täckt med GC Tooth Mousse.
- Låt GC Tooth Mousse värka under minimum 3 minuter i munden.
- Använd tungen för att sprida ut återstående GC Tooth Mousse i hela munnen. Håll kvar pastaen i munden så länge som möjligt (1-2 minuter) undvik att spotta ut. Ju längre GC Tooth Mousse och salv hålls kvar i munnen, desto effektivare blir slureslutlattet.
- Spotta ut och om möjligt undvik att skölja. Ytterligare rester av GC Tooth Mousse kan lämnas på tändernas ytor. Dessa kommer att gradvis att försvinna. Rekommendera patienten att inte äta eller dricka under de närmaste 30 minuterna efter applicering.

IV.Applicering inför natten efter tandbörstning rekommenderat av tandvårdspersonal

- Applciera en lämplig mängd GC Tooth Mousse på tänderna i både över- och underkärna. En årtas storlek rekommenderas för varje kärke. Materialet appliceras på tandytan med ett rent torr finger eller en bomullspinne. För svåråtkomliga områden (mellem tänderna) används en mellanrumsbörste eller tandtråd täckt med GC Tooth Mousse.
- Låt GC Tooth Mousse värka under minimum 3 minuter i munden.
- Använd tungen for att sprida ut återstående GC Tooth Mousse i hela munnen. Håll kvar pastaen i munden så länge som möjligt (1-2 minuter) undvik att spotta ut. Ju längre GC Tooth Mousse och salv hålls kvar i munnen, desto effektivare blir slureslutlattet.
- Spotta ut och om möjligt undvik att skölja. Ytterligare rester av GC Tooth Mousse kan lämnas där för att gradvis forsvinna under natten. Rekommendera patienten att inte äta eller dricka under de närmaste 30 minuterna efter applicering.

SMAKER

Jordgubb (S), Melon (M), Vanilj (V), Mint (I), Tutti-Frutti (T)
Notera : S, M, V, I och T inom parentes ar forkortningar for varje smak. Dessa forkortningar står på tuberna efter det sk. lot nummer så att man ser indholdets smak
Eksempel, 021003S.....Jordgubbssmak (Strawberry)

GC Tooth Mousse Antes de utilizar, leia cuidadosamente as instruções de utilização. PT

GC Tooth Mousse

CREME TÓPICO COM CÁLCIO E FOSFATO BIODISPONÍVEIS

A ser utilizado apenas por um profissional dentário para as indicações recomendadas.

Descrição
O GC Tooth Mousse é um creme aquoso que contém RECALDENT™ (CPP-ACP: Fosfopeptídeo de Caseína – Fosfato de Cálcio Amorfo). Ao ser aplicado no ambiente oral, o CPP-ACP liga-se a biofilmes, à placa dentária, a bactérias, à hidroxiapatite e ao tecido mole, localizando o cálcio e o fosfato biodisponíveis.

Importante:
A saliva aumenta a eficácia do CPP-ACP e o sabor ajuda a estimular a produção de saliva. Quanto mais tempo se mantiver o CPP-ACP e a saliva na boca, mais eficaz é o resultado.

Pasta tópic a com cálcio e fosfato biodisponíveis

- Fornecer proteção extra aos dentes.
- Ajudar a neutralizar as agressões dos ácidos produzidos pelas bactérias acidogênicas na placa bacteriana.
- Ajudar a neutralizar as agressões dos ácidos de outras fontes internas e externas.

CONTRA-INDICAÇÕES
O RECALDENT™ (CPP-ACP) é derivado da caseína do leite. Não utilizar este material em doentes com suspeita de ou alergica comprovada à proteína do leite e/ou que apresentem sensibilidade ou alergia a conservantes à base de benzato.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- INDICAÇÕES
- a. Antes e depois do branqueamento no consultório.
 - b. Após a destarritização ultrassônica, a curetagem ou o alisamento rotatório e/ou profilaxia.
 - c. Após a limpeza profissional dos dentes.
 - d. Após a aplicação tópica de fluor.
 - e. Para providenciar um revestimento tópic o em doentes que sofram de erosão dentária, xerostomia ou síndrome de Sjögrens.
 - f. Durante o tratamento ortodôntico.
 - g. Para doentes com alto risco de desenvolver lesões de cárie.
 - h. Em doentes com necessidades especiais.

Aplicação no consultório:

- Aplicação com moldeira individual**
 - Antes de utilizar, lave bem a moldeira individual com água corrente.
 - Esprema uma camada generosa de GC Tooth Mousse para dentro da moldeira e aplique aos dentes superiores e/ou inferiores.
 - Mantenha a moldeira na boca durante pelo menos 3 minutos.
 - Lave a moldeira.
 - Diga ao doente que use a língua para espalhar a restante GC Tooth Mousse na boca. Diga ao doente que mantenha o produto na boca o máximo tempo possível (1 – 2 minutos) evitando cuspir e engolir. Quanto mais tempo se mantiver a GC Tooth Mousse e a saliva na boca, mais eficaz é o resultado.
 - Peça ao doente que cuspa e evite lavar a boca com água, se possível. Pode deixar dissipar gradualmente os resíduos de GC Tooth Mousse que restem na superfície. Aconselhe o doente a não comer nem beber durante 30 minutos após a aplicação.
 - Os resíduos de GC Tooth Mousse presentes na moldeira devem ser lavados ou escovados sob água corrente imediatamente após a utilização.

II. Aplicação sem moldeira:

- Se necessário, elimine o excesso de saliva na superfície dos dentes com um rolo ou toalha de algodão. Mas NÃO é necessário secar os dentes com ar comprimido.
- Aplique uma quantidade suficiente de GC Tooth Mousse sobre as superfícies dos dentes com uma zaragatoa de aplicação, o dedo anelar ou outro, em áreas interproximais difíceis, com uma Escova de Dentes para aplicação. Quanto mais tempo se mantiver a GC Tooth Mousse e a saliva na boca, mais eficaz é o resultado.
- Peça ao doente que cuspa e evite lavar a boca com água, se possível. Pode deixar dissipar gradualmente os resíduos de GC Tooth Mousse que restem na superfície. Aconselhe o doente a não comer nem beber durante 30 minutos após a aplicação.

Aplicação em casa:

III. Aplicação durante o dia após escovar os dentes, conforme recomendado pelo profissional dentário

- Aplique uma quantidade suficiente de GC Tooth Mousse aos dentes superiores e inferiores. É necessário pelo menos uma quantidade do tamanho de uma ervilha para cada arcada dentária. O material deve ser aplicado sobre as superfícies dos dentes com um dedo limpo e seco ou com um cotonete de algodão. Em áreas difíceis (entre os dentes) use uma Escova de Dentes Interproximal ou fio dental coberto de GC Tooth Mousse.
- Mantenha assim a GC Tooth Mousse nos dentes durante pelo menos 3 minutos.
- Depois, use a língua para espalhar o resto da GC Tooth Mousse na boca. Mantenha o produto na boca o máximo tempo possível (mais 1 – 2 minutos), evitando cuspir e engolir. Quanto mais tempo se mantiver a GC Tooth Mousse e a saliva na boca, mais eficaz é o resultado.
- Cuspa bem o produto e evite lavar a boca com água. Pode deixar dissipar gradualmente os resíduos de GC Tooth Mousse que restem na superfície. Não coma nem beba nos 30 minutos após a aplicação.

IV. Aplicação à noite, após escovar os dentes, conforme recomendado pelo profissional dentário

- Aplique uma quantidade suficiente de GC Tooth Mousse nos dentes superiores e inferiores. É necessário pelo menos uma quantidade do tamanho de uma ervilha para cada arcada dentária. O material deve ser aplicado sobre as superfícies dos dentes com um dedo limpo e seco ou com um cotonete de algodão. Em áreas difíceis (entre os dentes) use uma Escova de Dentes Interproximal ou fio dental coberto de GC Tooth Mousse.
- Mantenha assim a GC Tooth Mousse nos dentes durante pelo menos 3 minutos.
- Depois, use a língua para espalhar o resto da GC Tooth Mousse na boca. Mantenha o produto na boca o máximo tempo possível (mais 1 – 2 minutos), evitando cuspir e engolir. Quanto mais tempo se mantiver a GC Tooth Mousse e a saliva na boca, mais eficaz é o resultado.
- Cuspa bem o produto e evite lavar a boca com água. Pode deixar dissipar gradualmente qualquer resíduo de GC Tooth Mousse que restem na superfície. Não coma nem beba nos 30 minutos após a aplicação.

SABORES

Morango (S), Melão (M), Baunilha (V), Menta (I), Tutti-Fruit (T)
Nota: S, M, V, I e T em entre parêntesis dão a indicação de cada sabor. Estas letras estão marcadas nos tubos no seguimento de uma série de números, indicando o sabor do conteúdo.

Por exemplo, 021003S.....Morango

ARMAZENAMENTO

Conservar em local fresco e seco, com pouca humidade, protegido da luz directa do sol (8-25°C) (46.4-77.0°F). (Prazo de validade: 2 anos a partir da data de fabrico)

EMBALAGENS

- Tubo com 40g (35ml)
1. Embalagem variada
10 x 40g (2 de cada: morango, melão, baunilha, menta e tutti-frutti)
2. Embalagem de Um Sabor
10 x 40g de cada sabor: vanilha, morango, melão**, tutti-frutti**, menta**
**Somente disponível em Europa
3. Embalagem de Reposição
1 x tubo de 40g de cada sabor

NOTA

A GC Tooth Mousse com a sua formulação exclusiva CPP-ACP foi desenvolvida na School of Dental Science, The University of Melbourne, Victoria, Austrália.
*RECALDENT é uma marca comercial licenciada. A tecnologia CPP-ACP tem patentes relacionadas ou patentes pendentes na Austrália, NZ, Europa, Canada e EUA.

CUIDADO

- Reponha sempre a tampa depois de usar e remova resíduos de pasta com de humidade em volta do bocal do tubo ou interior da tampa.
- Em caso de contacto com os olhos, lave imediatamente com água e consulte o médico.
- No caso de derramar sobre o vestuário, lave com água.
- Se detectar sintomas de angioedema, estes podem indicar sensibilidade ou alergia aos conservantes à base de benzozato ou a qualquer outro componente do produto, como o agente aromatizante. Nesse caso, interrompa o uso do produto e refira o doente a um médico.

Última revisão : 07/2008

GC Tooth Mousse Πριν από τη χρήση παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. EL

GC Tooth Mousse

ΚΡΕΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΒΙΟΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΞΕΒΣΤΙΟ ΚΑΙ ΦΩΣΦΟΡΟ

Διατίθεται μόνο για οδοντιατρική χρήση και για τις προτεινόμενες ενδείξεις.

Περιγραφή
Το υλικό GC Tooth Mousse είναι μία κρέμα με βάση το νερό που περιέχει RECALDENT™ (CPP-ACP: Φωσφοπεπτιδίο της κζεΐνης – Άμορφο Φωσφορίτι ασβεστίο). Όταν εφαρμόζεται το CPP-ACP σε στατικό ή κινητό περιβάλλον συνδέεται με βιομυέλες, πλάκα, βακτήρια, υδροξυαπατιτή και μαλακούς ιστούς συγκεκριμένων στα περιοχές αυτές το βιοδθεστίμο ασβεστίο και φωσφορο.

Σημαντικό:

Το σάλιο επτείνει την αποτελεσματικότητα του CPP-ACP και η γέυση του διευκολύνει την παραγωγή σάλιου. Όσο περισσότερο παραμένει το CPP-ACP και το σάλιο στο στόμα, τόσο αποδοτικότερη η διαδικασία.

Μία πάστα τοπικής εφαρμογής που περιχει βιοδθεστίμο ασβεστίο και φωσφορο

- Προσφέρει επιπρόσθετη προστασία στα δόντια.
- Συντελεί στην ουδετεροποίηση των όξυνων επιθέσεων των οξεογόνων βακτηρίων της οδοντικής πλάκας.
- Συντελεί στην ουδετεροποίηση των όξυνων επιθέσεων από άλλες «επιρρεκτικές ή ευαισθητικές πηγές παραγωγής όξυνων.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Ο RECALDENT™ (CPP-ACP) παράγεται από την κζεΐνη του γάλακτος. Μην χρησιμοποιείτε το υλικό από σε ασθενείς με αποδοσειμένη ή υποπεπτιδία αλλεργία στις πρωτεΐνες του γάλακτος ή η/αλλεργία ή υπερευαισθησία σε βενζοϊκό παράγωγα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
- Πριν ή μετά τη διαδικασία λεύκανσης στο ιατρείο.
 - Μετά τη χρήση συσκευών απορρυμής, απορρυμής ή ριζικής απόξεσης.
 - Μετά από τη χρήση μηχανικού καθαρισμού των δοντιών.
 - Μετά από τοπική φθορίωση.
 - Ε. Για τοπική επικάλυψη σε ασθενείς που υποφέρουν από διαβρώσεις, χρωσταμία ή συνδρομή Sjögrens.
 - Κατά τη διάρκεια ορθοδοντικής θεραπείας.
 - Κατά την εφαρμογή υγιεινών προϊόντων κίνδυνο.
 - Σε ασθενείς με ειδική ανάγκες.

Εφαρμογή το στόπι:

- Εφαρμογή με προκατασκευασμένο θάρσκα**
 - Πριν από τη χρήση ξεπλύνετε το δίσκο κάτω από τρεχούμενο νερό.
 - Εξωθήστε ικανοποιητική ποσότητα του υλικού GC Tooth Mousse στο δίσκο και τοποθετήστε το στα άνω ή κάτω δόντια.
 - Αφίστε το δίσκο χωρίς ενόχληση στο στόμα για ελάχιστο διάστημα 3 λεπτών.
 - Αφαιρέστε το δίσκο.
 - Συμβουλευτείτε τον ασθενή να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα του για να διασκορπίσει το GC Tooth Mousse σε όλο το στόμα. Συμβουλευτείτε τον ασθενή να κρατήσει το υλικό για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρόνο (1-2 λεπτά) χωρίς αποχρέμνη ή καθυστερώντας την κατάσταση. Όσο περισσότερο παραμένει το GC Tooth Mousse και το σάλιο στο στόμα τόσο αποδοτικότερο το αποτέλεσμα.
 - Ζητήστε από τον ασθενή να φτύσει και αν είναι δυνατόν να αποφύγει το ξέπλυμα. Κάθε ποσότητα GC Tooth Mousse μπορεί να παραμείνει στις οδοντικές επιφάνειες για να διαλυθούν σταδιακά. Συμβουλευτείτε τον ασθενή να μην φάει ή πει για 30 λεπτά.
 - Κάθε περίσσεια GC Tooth Mousse στο διάκροιο πρέπει να ξεπλυθεί κατά από τρεχούμενο νερό με ή χωρίς χρήση βούρτσας αμέσως μετά τη χρήση.

II.Εφαρμογή χωρίς διάκροιο:

- Αν είναι απαραίτητο εφαρμόστε κάθε περίσσεια σάλιου από την επιφάνεια των δοντιών εν ένα τολύχο βμβάσκου ή γάζα. Οστόσο ΔΕΝ είναι απαραίτητο να στεγνώσουν πλήρως τα δόντια με αέρα.
- Εφαρμόστε ικανοποιητική ποσότητα του GC Tooth Mousse στις οδοντικές επιφάνειες με μία σπάτουλα εφαρμογής, το δάκτυλο του φέρυ ή νύχι ή σε δυσπρόσιτες μεσοδοντικές περιοχές με Μεσοδοντικό Βουρτσάκι καθαρισμού.
- Αφίστε το GC Tooth Mousse χωρίς ενόχληση για ελάχιστο διάστημα 3 λεπτών.
- Στη συνέχεια συμβουλευτείτε τον ασθενή να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα του για να διασκορπίσει το GC Tooth Mousse σε όλο το στόμα. Ζητήστε από τον ασθενή να κρατήσει το υλικό στο στόμα του για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (επιπλέον 1-2 λεπτά) χωρίς αποχρέμνη ή καθυστερώντας την κατάσταση. Όσο περισσότερο μένει το GC Tooth Mousse και το σάλιο στο στόμα, τόσο αποτελεσματικότερη η διαδικασία.
- Ζητήστε από τον ασθενή να φτύσει και αν είναι δυνατόν να αποφύγει το ξέπλυμα. Κάθε ποσότητα GC Tooth Mousse που απομείνει στις οδοντικές επιφάνειες μπορεί να παραμείνει ώστε να διαλυθεί σταδιακά. Συμβουλευτείτε τον ασθενή να μην φάει ή πει για 30 λεπτά από την εφαρμογή.

Εφαρμογή το σπίτι:

III.Εφαρμογή κατά τη διάρκεια της οδοντικής εξέτασης με το βούρτσισμα των δοντιών πριν σιτηθεί το σπείριστό

- Τοποθετήστε ικανοποιητική ποσότητα του υλικ

GC Tooth Mousse
Prior to use, carefully read the instructions for use.



GC Tooth Mousse

TOPICAL CREME WITH BIO-AVAILABLE CALCIUM AND PHOSPHATE

For use by and under the supervision of a dental professional in the recommended indications.

Description
GC Tooth Mousse is a water based creme containing RECALDENT™ (CPP-ACP; Casein Phosphopeptide – Amorphous Calcium Phosphate). When applied, it will bind to the oral environment. It will bind to biofilms, plaque, bacteria, hydroxyapatite and soft tissue localising bio-available calcium and phosphate.

Important:
Saliva will enhance the effectiveness of CPP-ACP and the flavour will help stimulate saliva flow. The longer CPP-ACP and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.

Topical paste containing bio-available calcium and phosphate
1. Provides extra protection for teeth.
2. Helps neutralise bacteria from acidogenic bacteria in plaque.
3. Helps neutralise acid challenges from other internal and external acid sources.

CONTRAINDICATIONS
RECALDENT™ (CPP-ACP) is derived from milk casein. Do not use the product on patients with a proven or suspected milk protein allergy and/or with a sensitivity or allergy to benzoate preservatives.

DIRECTIONS FOR USE

INDICATIONS
Prior to and following in-office bleaching
After ultrasonic, hand scaling or root planing
c. Following professional tooth cleaning (P.T.C.).
d. High risk patients at risk from acidogenic bacteria in plaque.
e. To provide a topical coating for patients suffering from erosion, xerostomia or Sjögrens syndrome.
f. During orthodontic treatment.
g. For high risk patients with orthodontic appliances.
h. For special needs patients.

In-office application:

1. Custom tray application
1. Before use, immerse the custom tray thoroughly under running water.
2. Extrude a generous layer of GC Tooth Mousse into the tray and apply to the upper and / or lower teeth.
3. Leave the tray undisturbed in the mouth for a minimum of 3 minutes.
4. Remove the tray.
5. Instruct the patient to use the tongue to spread the remaining GC Tooth Mousse throughout the mouth. Instruct the patient to avoid eating or drinking for as long as possible (1–2 minutes).
6. Ask the patient to expectorate and if possible avoid rinsing. Any GC Tooth Mousse remaining on the surface can be left to gradually dissipate. Advise the patient not to eat or drink for 30 minutes following application.
7. Any residual GC Tooth Mousse in the tray should be rinsed or brushed off under running water immediately after use.

II. Non tray application:

1. If necessary, remove any excess saliva on the tooth surface with a clean tissue. However, it is NOT necessary to dry the teeth with compressed air.
2. Apply a sufficient amount of GC Tooth Mousse to the tooth surfaces using an application brush. Avoid spreading the product on adjacent areas using an Interproximal Tooth Cleaning Brush.
3. Leave GC Tooth Mousse undisturbed for a minimum of 3 minutes.
4. Then instruct the patient to use the tongue to spread the remaining GC Tooth Mousse throughout the mouth. Request the patient to hold in the mouth for as long as possible (an additional 1 – 2 minutes) avoiding expectoration and delaying swallowing. The longer GC Tooth Mousse and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.
5. Ask the patient to expectorate and if possible avoid rinsing. Any GC Tooth Mousse remaining on the surface can be left to gradually dissipate. Advise the patient not to eat or drink for 30 minutes following application.

At home application:

III. Day time application after tooth brushing as recommended by a dental professional

1. Apply a sufficient amount of GC Tooth Mousse to upper and lower teeth. A pea size amount for each arch is the minimum required.
2. The material should be applied to the tooth surfaces using a clean dry finger or cotton tip. For difficult areas (between the teeth) use an Interproximal Tooth Cleaning Brush or dental floss coated with GC Tooth Mousse.
2. Leave GC Tooth Mousse on the teeth undisturbed for a minimum of 3 minutes.
3. Then use your tongue to spread the remaining GC Tooth Mousse throughout the mouth. Hold in the mouth for as long as possible (a further 1 – 2 minutes) avoiding expectoration (spitting out) and delaying swallowing. The longer GC Tooth Mousse and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.
4. Expectorate thoroughly and if possible avoid rinsing. Any GC Tooth Mousse remaining on the surface can be left to gradually dissipate. Do not eat or drink for 30 minutes following application.

IV. Night time application after tooth brushing as recommended by a dental professional

1. Apply a sufficient amount of GC Tooth Mousse to the upper and lower teeth. A pea size amount for each arch is the minimum required.
2. The material should be applied to the tooth surfaces using a clean dry finger or cotton tip. For difficult areas (between the teeth) use an Interproximal Tooth Cleaning Brush or dental floss coated with GC Tooth Mousse.
2. Leave GC Tooth Mousse on the teeth undisturbed for a minimum of 3 minutes.
3. Then use your tongue to spread the remaining GC Tooth Mousse throughout the mouth. Hold in the mouth for as long as possible (a further 1 – 2 minutes) avoiding expectoration (spitting out) and delaying swallowing. The longer GC Tooth Mousse and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.
4. Expectorate thoroughly and if possible avoid rinsing. Any GC Tooth Mousse remaining on the surface can be left to gradually dissipate overnight. Do not eat or drink for 30 minutes following application.

FLAVOURS

Strawberry (S), Melon (M), Vanilla (V), Mint (I), Tutti-Fruiti (T)
Note: S, M, V, I and T in parentheses are abbreviations for each flavour. These abbreviations are marked on the tubes after lot numbers to show the flavour of the contents.
For example, 021003S.....Strawberry

STORAGE

Store in a cool dry low humidity area away from direct sunlight (8-25°C /46.4-77.0°F).
(Shelf life: 2 years from date of manufacture)

PACKAGES

Tubs containing 40g (35mL)
1. Assorted Flavour
10 x 40g (2 each of Strawberry, Melon, Vanilla, Mint, Tutti-Fruiti)
2. Single Flavour Package
Each Flavour
Vanilla, Strawberry, Melon, Tutti-Fruiti, Mint
3. Refill Package
1 x 40g tube in each flavour

NOTE:

GC Tooth Mousse with its unique CPP-ACP formulation was developed at The School of Dental Science, The University of Melbourne Victoria Australia.
RECALDENT is a trademark used under licence. CPP-ACP technology has related patents or patents pending in Australia, NZ, Europe, Canada, and USA.

CAUTION

1. Always replace cap after use and remove any residual paste or mousse around the tube neck or inside the cap.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
3. In case of spillage on clothes, wash off with water.
4. If any angioedema symptoms are experienced, this may indicate sensitivity or allergy to the benzoate preservatives, or to some other component of the product or the preservative. In this event, discontinue the use of the product and refer to a physician

Last revised: 02/2011

GC Tooth Mousse

ЛОКАЛЕН КРЕМ С БИО-НАЛИЧНИ КАЛЦИЙ И ФОСФАТ И ФOSFAT

За употреба само от стоматолози за препоручените индикации.

Описание
GC Tooth Mousse е крем на водна основа, съдържащ RECALDENT™ (CPP-ACP; Казеин фосфопептид - Аморфен Калциев Фосфат). Когато CPP-ACP се прилага в устата, ще се свърже към биофилма, плаката, бактериите, хидроксиапатита и меките тъкани, като осигурява био-достъпни калций и фосфат.

Важно:
Слюнка повишава ефективността на CPP-ACP и ароматът ще стимулира слюноотделянето. Колкото по-дълго останат CPP-ACP и слюнка в устата, толкова по-ефективен е резултатът.

Локална паста, съдържаща био-достъпни калций и фосфат
1. Осигурява допълнителна защита за зъбите.
2. Помогна неутрализира киселини от acidogenic бактерии в плака.
3. Помогна неутрализира киселини от други вътрешни и външни киселинни източници.

КОНТРАИДИКАЦИИ
RECALDENT™ (CPP-ACP) се добива от млякенина казеин. Не използвайте този материал при пациенти с доказана или подозирана алергия на млякени протени или/и с чувствителност или алергия към бенозоатни консерванти.

НАСОКИ ЗА УПОТРЕБА

ИНДИКАЦИИ
a. Преди и след изплащване в кабинета.
b. По одстраняване на плаката.
c. След ултразвуково или ръчно почистване на зъбен камък и коректаж на коронката или Sjögrens синдром.
d. След клинична орална хигиена (K.O.X.).
e. След локална употреба на други CPP-ACP продукти.
Д: За да осигурите локално покритие при пациенти страдащи от ерозия, xеростомия или синдром на Sjögren.
E: По време на ортодонто лечение.
Ж: При пациенти с висок риск от кариес.
Z: При пациенти със специални нужди.

Клинично приложение:

I. Приложение с индивидуална лъжичка

1. Преди употреба, обильно изплащане индивидуалната лъжичка под вода.
2. Използвайте достатъчно количество GC Tooth Mousse в лъжичката и поставете върху горните и / или долните зъби.
3. Попийте лъжичката в устата за минимум 3 минути.
4. Отстранете лъжичката.
5. Инструктирайте пациента да използва езика си, за да разнесе останалият GC Tooth Mousse в устата. Инструктирайте пациента да не яде или пие 30 минути след приложението.
6. Попийте лъжичката в устата за минимум 3 минути.
7. Остащите от GC Tooth Mousse в индивидуалната лъжичка трябва да се изплащат или измачкат под течаща вода веднага след употреба.

II. Приложение без индивидуална лъжичка:

1. Ако е необходимо, отстранете измачкана слюнка от зъбната повърхност с влажна четка. НЕ Е необходимо, да подсушавате зъбите с въздушна струя.
2. Нанесете достатъчно количество от GC Tooth Mousse върху зъбите по време на процедура. Попийте лъжичката в устата, като избягва непрозрачни области – чрез четки за почистване на интерденталните повърхности.
3. Оставете GC Tooth Mousse необозначаван в устата за минимум 3 минути.
4. След това накарайте пациента да използва езика си, за да разнесе останалия GC Tooth Mousse из цялата уста. Инструктирайте пациента да не яде или пие 30 минути след приложението.
5. Накарайте пациента да измие останалият на повърхността GC Tooth Mousse. Ако има остатъци от GC Tooth Mousse, може да се остави постепенно да се разсеят. Не якте или пиете 30 минути след приложението.

At home application:
III. Day time application after tooth brushing as recommended by a dental professional

1. Apply a sufficient amount of GC Tooth Mousse to upper and lower teeth. A pea size amount for each arch is the minimum required.
2. The material should be applied to the tooth surfaces using a clean dry finger or cotton tip. For difficult areas (between the teeth) use an Interproximal Tooth Cleaning Brush or dental floss coated with GC Tooth Mousse.
2. Leave GC Tooth Mousse on the teeth undisturbed for a minimum of 3 minutes.
3. Then use your tongue to spread the remaining GC Tooth Mousse throughout the mouth. Hold in the mouth for as long as possible (a further 1 – 2 minutes) avoiding expectoration (spitting out) and delaying swallowing. The longer GC Tooth Mousse and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.
4. Expectorate thoroughly and if possible avoid rinsing. Any GC Tooth Mousse remaining on the surface can be left to gradually dissipate. Do not eat or drink for 30 minutes following application.

Домашно приложение:

III. Дневно приложение след измачкване на зъбите, както е препоръчано от стоматолог

1. Нанесете достатъчно количество от GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количеството, колкото равное зъби е минималното необходимо за всяка зъбна дуга. Материалът трябва да се нанесе върху зъбите повърхности, използвайки четка с сух пръст или памуче. В трудните области (между зъбите) използвайте интердентални четки или конци за зъби, покрити с GC Tooth Mousse.
2. Оставете GC Tooth Mousse необозначаван върху зъбите за минимум 3 минути.
3. След това, използвайки езика си, разпростанете останалия GC Tooth Mousse из цялата уста. Задръжте колкото може по-дълго (оное 1-2 минути), като избягвате изплащане и се въздръжате от преглъщане. Колкото по-дълго се задържа GC Tooth Mousse и слюнка в устата, толкова по-ефективен е резултатът.
4. Изплащете, но не изплащайте. Ако има остатъци от GC Tooth Mousse, може да ги оставите постепенно да се разсеят през нощта. Не якте или пиете 30 минути след приложението.

IV.Нощно приложение, след измачкване на зъбите, както е препоръчано от стоматолог

1. Нанесете достатъчно количество от GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количеството, колкото равное зъби е минималното необходимо за всяка зъбна дуга. Материалът трябва да се нанесе върху зъбите повърхности, използвайки четка с сух пръст или памуче. В трудните области (между зъбите) използвайте интердентални четки или конци за зъби, покрити с GC Tooth Mousse.
2. Оставете GC Tooth Mousse необозначаван върху зъбите за минимум 3 минути.
3. След това, използвайки езика си, разпростанете останалия GC Tooth Mousse из цялата уста. Задръжте колкото може по-дълго (оное 1-2 минути), като избягвате изплащане и се въздръжате от преглъщане. Колкото по-дълго се задържа GC Tooth Mousse и слюнка в устата, толкова по-ефективен е резултатът.
4. Изплащете, но не изплащайте. Ако има остатъци от GC Tooth Mousse, може да ги оставите постепенно да се разсеят през нощта. Не якте или пиете 30 минути след приложението.

АРОМАТИ

Ягода (S), Пълеш (M), Ванилия (V), Мента (I), Tutti-Фрути (T)
Забележка: S, M, V, I и T жу краткият назъви използват пфил. Това съкращения са обозначени на тубите, след партицион номер, за да укажат вида на аромата.
Например, 021003S.....Ягода

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте на хладно и сухо място с ниска влажност, далеч от директен слънчев светлина (8-25°C /46.4-77.0°F).
(Срок за съхранение: 2 години от датата на производство)

ОПАКОВКИ

Туба съдържаща 40g (35mL)
1. Assorted Flavour
10 x 40g (2 of Strawberry, Pълеш, Ванилия, Мента, Tutti-Фрути)
2. Опаковка от един аромат
10 x 40g от Ванилия, Ягода, Пълеш, Tutti-Фрути, Мента
3. Допълнителна опаковка
1 x 40g туба от всеки аромат

ЗАБЕЛЕЖКА

GC Tooth Mousse е новата витаминна формула е разработен в Стomatологията Факултет на Университета в Мелбърн, Виктория, Австралия.

RECALDENT is a trademark used under license. CPP-ACP технологията е свързана с патенти и патентни права в Австралия, HЗ, Европа, Канада и САЩ.

ВНИМАНИЕ
1. Внима поставете канчката след употреба и отстранявайте остащите от паста около отвера на тубата или във вътрешността на канчката.
2. В случай на контакт с очите, промийте незабавно с вода и потърсете лекарска помощ.

3. При попадане върху дъното, отмиете с вода.
4. Ако се проявят симптоми на ангиоедем, това може да е сигнал за чувствителност или алергия към бенозоатни консерванти, или към някоя от другите съставки на продукта, като ароматизиращите агенти. В такъв случай, прекратете употребата на продукта и потърсете лекарска помощ.

Последна редакция : 02/2011

GC Tooth Mousse

БИОАКТИВНИ ДЕНТАЛНИ КРЕМ С ВОЛННО ДОСТУПНИМ ВЪРНИКЕМА FOSFATEM

K použití pouze ve stomatologické praxi v doporučených indikacích.

Popis

GC Tooth Mousse je dentální krém na bázi vody, obsahuje RECALDENT™ (CPP-ACP; kasein fosfopепtid - amorfní kalcium fosfát). Při priměni CPP-ACP kasein fosfopепtid - amorfní kalcium fosfát. Při aplikaci do dutiny ústní CPP-ACP se váže na veškeré biofilmy, plak, bakterie, hydroxiapatit a měkké tkáně v ústní dutině, čímž poskytuje dostupný vápník a fosfát.

Důležité:

Slina zvyšuje účinnost CPP-ACP a příchutí pomáhá stimulovat produkci sliny. Čím déle zadržíte CPP-ACP a slinu v ústech, tím efektivnější je výsledek působení.

Bioaktivní krém obsahující volně dostupný vápník a fosfát
1. Poskytuje extra ochranu za zъbte.
2. Pomáhá neutralizovat kyseliny acidogenních bakterií obsažených v plaku.
3. Pomáhá neutralizovat kyseliny z dalších vnitřních a vnějších zdrojů.

KONTRAINDIKACE

RECALDENT™ (CPP-ACP) je získán z mléčného kaseinu. Není vhodný pro pacienty, kteří mají alergie na mléčné proteiny anebo jsou citliví či mají alergii na benzotátové přípravky.

NÁVOD K POUŽITÍ

INDIKACE

a. Před a po ordinčním bělení zubů.
b. Po profesionálním čištění zubů li políranja povrchové korienka.
c. Nakon profesionálního čištenja zubu.
d. Po odstranění zubního kamene (ultrazvukom, nástrojem) a následném vyhlazení kofene.
e. Po profesionálním čištění zubů.
f. Po aplikaci lokálních fluoridů.
g. Po aplikaci topického fluoridu pasty.
h. Nakon povrchové fluor.
i. Za prevencije zaštitlu kod pacijenata koji boluju od erozije, keratostomije ili Sjögren sindroma.
j. Tijekom ortodontskog liječenja.
k. Za pacijente s visokim rizikom karijesa.
l. Za pacijente sa specijalnim potrebama.

Primenja u ordinaciji:

I. Primenja s individualnom žlicom

1. Individualnu žlicu prije uporabe temeljito isprati pod tekućom vodom.
2. Ispuniti debeli sloj GC Tooth Mousse u žlicu i nanijeti na gornje ili donje zube.
3. Žlicu ostaviti stajati u ustima minimalno 3 minute.
4. Ostanjiti žlicu.
5. Pacijenta uputiti da jezikom raspojedli preostalu pastu GC Tooth Mousse u ustima. Zadržati ga da je zadržti u ustima što je duže moguće (1-2 minute) bez da je ispljune ili proguta. Što se duže GC Tooth Mousse i slina zadržte u ustima, to je učinkovitiji rezultat.
6. Zamoliti pacijenta da temeljito ispljune ostatke te ako je moguće izbjegne ispiranje. Eventualni ostaci paste GC Tooth Mousse na površini mogu se ostaviti da se postupno rastvore. Pacijenta uputiti da ne jede i pije 30 minuta nakon primjene.
7. Ostale količine GC Tooth Mousse iz žlickepati pod tekućom vodom odmah nakon uporabe.

II. Primenja bez žlice

1. Po potrebi vaterlunom li komadčemo vate odstraniti višak sline s površine zuba. Međutim, NIJE potrebno osušiti zube komprimiranim zrakom.
2. Namoliti pacijenta da temeljito ispljune ostatke te ako je moguće izbjegne ispiranje, eventualno ostatci paste GC Tooth Mousse na površini mogu se ostaviti da se postupno rastvore. Pacijenta uputiti da ne jede i pije 30 minuta nakon primjene.
3. Zadržati pacijenta u ustima minimalno 3 minute.
4. Ostanjiti žlicu.
5. Pacijenta uputiti da jezikom raspojedli preostalu pastu GC Tooth Mousse u ustima. Zadržati ga da je zadržti u ustima što je duže moguće (dodatni 1-2 minute) bez da je ispljune ili proguta. Što se duže GC Tooth Mousse i slina zadržte u ustima, to je učinkovitiji rezultat.
6. Zamoliti pacijenta, aby vypljvl ostatky možno vyhnúť. Ako je možné, vynechajte oplachovanie. Eventualni zvyšky pasty GC Tooth Mousse na povrchu môžu zostať, aby sa postupne roztopili. Pacijenta uputiti da ne jede i pije 30 minuta nakon primjene.
7. Ostale količine GC Tooth Mousse iz žlickepati pod tekućom vodom odmah nakon uporabe.

III. Primenja u ordinaciji:

I. Aplikace za použití nosiče
1. Před použitím jednotlivé nosiče pod tekućom vodom.
2. Vyplnit dostatečné množství krému GC Tooth Mousse do nosiče a aplikuje na horní a / nebo dolní zuby.
3. Ponechte v ústech po dobu minimálně 3 minute.
4. Ostanjiti nosič.
5. Pacienta, aby důkladně žvýkalem rozptýlil zbytek GC Tooth Mousse v celých ústech. Dále požádejte pacienta, aby co nejdříve krém zadržel v ústech (1 - 2 minuty) nepřijevl a odsávl plátek. Čím déle zadržíte GC Tooth Mousse a slinu v ústech, tím je výsledkek efektivnější.

6. Požadujte pacienta, aby vypljvl a pokud možno vyhnúť oplachovanie. Ak je možné, vynechajte oplachovanie. Eventualni zvyšky pasty GC Tooth Mousse na povrchu môžu zostať, aby sa postupne roztopili. Pacijenta uputiti da ne jede i pije 30 minuta nakon primjene.
7. Veškerý zbytký krém GC Tooth Mousse v nosiči by měl být opráchnut a odstránen kartáčkem pod tekućou vodou okamžitě po použití.

II. Aplikace bez nosiče:
1. Pokud je to nutné, odstráňte přebytek slin na zubech houbovkou nebo bavlněnou vlnou. Nepotřebujete sušit zuby komprimovaným vzduchem.
2. Namolte pacienta, aby důkladně ispljune ostatky a pokud je možné, vynechajte oplachovanie. Eventualni zvyšky pasty GC Tooth Mousse na povrchu mohou zůstat, aby se postupně roztopily. Pacijenta uputiti da ne jede i pije 30 minuta nakon primjene.
3. Zadržte pacienta v ústech po dobu minimálně 3 minute.
4. Ostanjete žličku.
5. Pacijenta uputiti da jezikom raspojedli preostalu pastu GC Tooth Mousse u ustima. Zadržati ga da je zadržti u ustima što je duže moguće (daljniji 1-2 minute) bez da je ispljune ili proguta. Što se duže GC Tooth Mousse i slina zadržte u ustima, to je učinkovitiji rezultat.

III. Primenja kod kuće:

III. Dnevna aplikacija nakon četkanja zuba prema preporuci stomatoloških stručnjaka

1. Nanijeti dovoljnu količinu GC Tooth Mousse na gornje i donje zube. Potrebna je minimalna količina volne zrna graška za svaki zubni luk. Materijal se može nanijeti na zube površine čistim suhim prstom ili komadčemo vate. Za toško postupno rastvoriti (zmeđu zubu) koristiti interdentarnu četku ili zubni konac premazati pastom GC Tooth Mousse.
2. Zadržati pacijenta u ustima. Zadržati ga da je zadržti u ustima što je duže moguće (daljniji 1-2 minute) bez da je ispljune ili proguta. Što se duže GC Tooth Mousse i slina zadržte u ustima, to je učinkovitiji rezultat.
3. Zamoliti pacijenta, aby vypljvl ostatky možno vyhnúť. Ako je možné, vynechajte oplachovanie. Eventualni zvyšky pasty GC Tooth Mousse na povrchu môžu zostať, aby sa postupno roztopili. Pacijenta uputiti da ne jede i pije 30 minuta nakon nanošenja.

III. Dnevna aplikacija nakon četkanja zuba prema preporuci stomatoloških stručnjaka

1. Nanijeti dovoljnu količinu GC Tooth Mousse na gornje i donje zube. Potrebna je minimalna količina volne zrna graška za svaki zubni luk. Materijal se može nanijeti na zube površine čistim suhim prstom ili komadčemo vate. Za toško postupno rastvoriti (zmeđu zubu) koristiti interdentarnu četku ili zubni konac premazati pastom GC Tooth Mousse.
2. Zadržati pacijenta u ustima. Zadržati ga da je zadržti u ustima što je duže moguće (daljniji 1-2 minute) bez da je ispljune ili proguta. Što se duže GC Tooth Mousse i slina zadržte u ustima, to je učinkovitiji rezultat.
3. Zamoliti pacijenta, aby vypljvl ostatky možno vyhnúť. Ako je možné, vynechajte oplachovanie. Eventualni zvyšky pasty GC Tooth Mousse na povrchu môžu zostať, aby sa postupno roztopili. Pacijenta uputiti da ne jede i

Pre použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie.



GC Tooth Mousse

DENTÁLNY KRÉM NA LOKÁLNŤ APLIKÁCIU V ÚSTACH S OBSAHOM VOĽNE DOSTUPNÉHO VÁPNIKA A FOSFÁTU

Na použitie len v stomatologickej praxi v doporučených indikáciách.

Charakteristika
GC Tooth Mousse je krém na báze vody, ktorý obsahuje RECALDENT™ * (CPP-ACP: kazein fosfopeptid - amorfní kalciový fosfát). Pri prirnení CPP-ACP v usťno okolo, se vzbe na biofilme, plak, bakterie, hydroksiapatit a mehka tkiva (pri aplikácii do istého prostredia sa CPP-ACP viaže na biofilm, plak, bakterie, hydroxyapatit a mäkké tkanvo a lokalizuje voľne dostupné kalcium a fosfat).

Dôležité:
Sliznicu zvyšuje účinnosť CPP-ACP a prichut napomáha stimulovať vyčulovanie sliny. Cím dlhšie sa CPP-ACP a sliny udržiava v ústach, tým je účinok väčší.

Pasta na lokálnu aplikáciu s obsahom voľne dostupného kalcia a fosfátu

- Poskytuje zubom zvýšenú ochranu.
- Pomáha neutralizovať kyseliny z acidogénnych baktérií v plaku.
- Pomáha neutralizovať izoelen z ostatných vnútorných a vonkajších zdrojov kyselín.

KONTRAINDIKÁCIE
RECALDENT™ (CPP-ACP) zŕhaja z mliečnega kazeinu.
Neuporabujte tieto materiae pri pacientch z aközom až sumom na alergiu na mliečne proteiny inštal prečulivočujúci alebo na benzozate konzervanze.

NAVODILA ZA UPORABO
INDIKÁCIE
a. Pred in po postopku beľjenja zob v ambulanti.
b. Po utraozovnení alebo ročnom lužbenji in glaťnerji korenine.
c. Po profesionálnom iščnení zubu.
d. Po profesionálnom iščnení zubu.
e. Po profesionálnom iščnení zubu.
f. Po profesionálnom iščnení zubu.
g. Za zagotovitej topikalnega filma pri pacientch z erozijo, kserostomijo ali Sjögrenovim sindromom.
h. Pri pacientch z visokim vtearjenjem za karies.
i. Pri pacientch s zvoškim potrebami.

Nanos v ambulanti:
I. Uporaba pripravljavega modela
1. Pred uporabo pripravljeno model močno sperite pod tekočo vodu.
2. Izostriajte zobje vobšle množstvo GC Tooth Mousse na zgornje in spodnje stranice.
3. Model pustite na mestu v ustih minimalno 3 minute.
4. Odstranite model.
5. Prestalo GC Tooth Mousse pri pacient z jezikom razprostre po ustih. Tako naj jo zadrží čim dlje (1 – 2 minuto), brez pljuvanja in požiranja. Dlje časa kot sta GC Tooth Mousse in slina v ustih, bolj učinkoviti je rezultat.
6. Pacient naj nato močno izpljune, po možnosti brez spiranja. GC Tooth Mousse, ki ostane na površni se postopoma porazgrabi. Po nanosu naj pacient ne je in pije 30 minut.
7. Pacient naj očisti zobje s pastom, ki jo uporabi.

II. Uporaba brez modela:
1. Po potrebi odstranite vsilke na zobni površini z vatro roto ali grobico. Ni potrebno osušiti zob z zrakom.
2. Nanosite ustrezno količino GC Tooth Mousse na zobno površino z kroglicco za nanašanje, okraevanim prstom ali vtežo dostopna interproksimalna področja z Tooth Cleaning Brush.
3. Pustite GC Tooth Mousse na mestu minimalno 3 minute.
4. Pacient naj očisti zobje s pastjo z jezikom razprostre po ustih. Tako naj jo zadrží čim dlje (naslednji 1 – 2 minuto), brez pljuvanja in požiranja. Dlje časa kot sta GC Tooth Mousse in slina v ustih, bolj učinkoviti je rezultat.
5. Pacient naj nato močno izpljune, po možnosti brez spiranja. GC Tooth Mousse, ki ostane na površni se postopoma porazgrabi. Po nanosu naj pacient ne je in pije 30 minut.

III. Uporaba pri pacientch z jezikom razprostre po ustih.
1. Nanesite ustrezno količino GC Tooth Mousse na zgornje in spodnje zobne stranice.
2. Pacient naj očisti zobje s pastjo z jezikom razprostre po ustih. Tako naj jo zadrží čim dlje (naslednji 1 – 2 minuto), brez pljuvanja in požiranja. Dlje časa kot sta GC Tooth Mousse in slina v ustih, bolj učinkoviti je rezultat.
3. Pacient naj nato močno izpljune, po možnosti brez spiranja. GC Tooth Mousse, ki ostane na površni se postopoma porazgrabi. Po nanosu naj pacient ne je in pije 30 minut.

IV. Nanos po iščnenju zob ponođvi po navodilih zobnega strokovnjaka
1. Nanesite ustrezno količino GC Tooth Mousse na zgornje in spodnje zobne stranice.
2. Pacient naj očisti zobje s pastjo z jezikom razprostre po ustih. Tako naj jo zadrží čim dlje (naslednji 1 – 2 minuto), brez pljuvanja in požiranja. Dlje časa kot sta GC Tooth Mousse in slina v ustih, bolj učinkoviti je rezultat.
3. Pacient naj nato močno izpljune, po možnosti brez spiranja. GC Tooth Mousse, ki ostane na površni se postopoma porazgrabi. Po nanosu naj pacient ne je in pije 30 minut.

Domaja uporaba:
II. Nanos po iščnenju zob ponođvi po navodilih zobnega strokovnjaka
1. Nanesite ustrezno količino GC Tooth Mousse na zgornje in spodnje zobne stranice.
2. Pacient naj očisti zobje s pastjo z jezikom razprostre po ustih. Tako naj jo zadrží čim dlje (naslednji 1 – 2 minuto), brez pljuvanja in požiranja. Dlje časa kot sta GC Tooth Mousse in slina v ustih, bolj učinkoviti je rezultat.
3. Pacient naj nato močno izpljune, po možnosti brez spiranja. GC Tooth Mousse, ki ostane na površni se postopoma porazgrabi. Po nanosu naj pacient ne je in pije 30 minut.

III. Uporaba pri pacientch z jezikom razprostre po ustih.
1. Nanesite ustrezno količino GC Tooth Mousse na zgornje in spodnje zobne stranice.
2. Pacient naj očisti zobje s pastjo z jezikom razprostre po ustih. Tako naj jo zadrží čim dlje (naslednji 1 – 2 minuto), brez pljuvanja in požiranja. Dlje časa kot sta GC Tooth Mousse in slina v ustih, bolj učinkoviti je rezultat.
3. Pacient naj nato močno izpljune, po možnosti brez spiranja. GC Tooth Mousse, ki ostane na površni se postopoma porazgrabi. Po nanosu naj pacient ne je in pije 30 minut.

IV. Nanos po iščnenju zob ponođvi po navodilih zobnega strokovnjaka
1. Nanesite ustrezno količino GC Tooth Mousse na zgornje in spodnje zobne stranice.
2. Pacient naj očisti zobje s pastjo z jezikom razprostre po ustih. Tako naj jo zadrží čim dlje (naslednji 1 – 2 minuto), brez pljuvanja in požiranja. Dlje časa kot sta GC Tooth Mousse in slina v ustih, bolj učinkoviti je rezultat.
3. Pacient naj nato močno izpljune, po možnosti brez spiranja. GC Tooth Mousse, ki ostane na površni se postopoma porazgrabi. Po nanosu naj pacient ne je in pije 30 minut.

Domaja uporaba:
II. Nanos po iščnenju zob ponođvi po navodilih zobnega strokovnjaka
1. Nanesite ustrezno količino GC Tooth Mousse na zgornje in spodnje zobne stranice.
2. Pacient naj očisti zobje s pastjo z jezikom razprostre po ustih. Tako naj jo zadrží čim dlje (naslednji 1 – 2 minuto), brez pljuvanja in požiranja. Dlje časa kot sta GC Tooth Mousse in slina v ustih, bolj učinkoviti je rezultat.
3. Pacient naj nato močno izpljune, po možnosti brez spiranja. GC Tooth Mousse, ki ostane na površni se postopoma porazgrabi. Po nanosu naj pacient ne je in pije 30 minut.
III. Uporaba pri pacientch z jezikom razprostre po ustih.
1. Nanesite ustrezno količino GC Tooth Mousse na zgornje in spodnje zobne stranice.
2. Pacient naj očisti zobje s pastjo z jezikom razprostre po ustih. Tako naj jo zadrží čim dlje (naslednji 1 – 2 minuto), brez pljuvanja in požiranja. Dlje časa kot sta GC Tooth Mousse in slina v ustih, bolj učinkoviti je rezultat.
3. Pacient naj nato močno izpljune, po možnosti brez spiranja. GC Tooth Mousse, ki ostane na površni se postopoma porazgrabi. Po nanosu naj pacient ne je in pije 30 minut.
IV. Nanos po iščnenju zob ponođvi po navodilih zobnega strokovnjaka
1. Nanesite ustrezno količino GC Tooth Mousse na zgornje in spodnje zobne stranice.
2. Pacient naj očisti zobje s pastjo z jezikom razprostre po ustih. Tako naj jo zadrží čim dlje (naslednji 1 – 2 minuto), brez pljuvanja in požiranja. Dlje časa kot sta GC Tooth Mousse in slina v ustih, bolj učinkoviti je rezultat.
3. Pacient naj nato močno izpljune, po možnosti brez spiranja. GC Tooth Mousse, ki ostane na površni se postopoma porazgrabi. Po nanosu naj pacient ne je in pije 30 minut.

Domaja uporaba:
II. Nanos po iščnenju zob ponođvi po navodilih zobnega strokovnjaka
1. Nanesite ustrezno količino GC Tooth Mousse na zgornje in spodnje zobne stranice.
2. Pacient naj očisti zobje s pastjo z jezikom razprostre po ustih. Tako naj jo zadrží čim dlje (naslednji 1 – 2 minuto), brez pljuvanja in požiranja. Dlje časa kot sta GC Tooth Mousse in slina v ustih, bolj učinkoviti je rezultat.
3. Pacient naj nato močno izpljune, po možnosti brez spiranja. GC Tooth Mousse, ki ostane na površni se postopoma porazgrabi. Po nanosu naj pacient ne je in pije 30 minut.
III. Uporaba pri pacientch z jezikom razprostre po ustih.
1. Nanesite ustrezno količino GC Tooth Mousse na zgornje in spodnje zobne stranice.
2. Pacient naj očisti zobje s pastjo z jezikom razprostre po ustih. Tako naj jo zadrží čim dlje (naslednji 1 – 2 minuto), brez pljuvanja in požiranja. Dlje časa kot sta GC Tooth Mousse in slina v ustih, bolj učinkoviti je rezultat.
3. Pacient naj nato močno izpljune, po možnosti brez spiranja. GC Tooth Mousse, ki ostane na površni se postopoma porazgrabi. Po nanosu naj pacient ne je in pije 30 minut.

Domaja uporaba:
II. Nanos po iščnenju zob ponođvi po navodilih zobnega strokovnjaka
1. Nanesite ustrezno količino GC Tooth Mousse na zgornje in spodnje zobne stranice.
2. Pacient naj očisti zobje s pastjo z jezikom razprostre po ustih. Tako naj jo zadrží čim dlje (naslednji 1 – 2 minuto), brez pljuvanja in požiranja. Dlje časa kot sta GC Tooth Mousse in slina v ustih, bolj učinkoviti je rezultat.
3. Pacient naj nato močno izpljune, po možnosti brez spiranja. GC Tooth Mousse, ki ostane na površni se postopoma porazgrabi. Po nanosu naj pacient ne je in pije 30 minut.
III. Uporaba pri pacientch z jezikom razprostre po ustih.
1. Nanesite ustrezno količino GC Tooth Mousse na zgornje in spodnje zobne stranice.
2. Pacient naj očisti zobje s pastjo z jezikom razprostre po ustih. Tako naj jo zadrží čim dlje (naslednji 1 – 2 minuto), brez pljuvanja in požiranja. Dlje časa kot sta GC Tooth Mousse in slina v ustih, bolj učinkoviti je rezultat.
3. Pacient naj nato močno izpljune, po možnosti brez spiranja. GC Tooth Mousse, ki ostane na površni se postopoma porazgrabi. Po nanosu naj pacient ne je in pije 30 minut.

IV. Nanos po iščnenju zob ponođvi po navodilih zobnega strokovnjaka
1. Nanesite ustrezno količino GC Tooth Mousse na zgornje in spodnje zobne stranice.
2. Pacient naj očisti zobje s pastjo z jezikom razprostre po ustih. Tako naj jo zadrží čim dlje (naslednji 1 – 2 minuto), brez pljuvanja in požiranja. Dlje časa kot sta GC Tooth Mousse in slina v ustih, bolj učinkoviti je rezultat.
3. Pacient naj nato močno izpljune, po možnosti brez spiranja. GC Tooth Mousse, ki ostane na površni se postopoma porazgrabi. Po nanosu naj pacient ne je in pije 30 minut.

OKUSI
Jagoda (S), melona (M), vanilija (V), mint (I), Tutti-Frutti (T), Navodilo:
S, M, V, I in T v okrajevih so krajšave za posamezne okuse.
*RECALDENT je zaščitni znak, ki se uporablja pod licenco.
CPP-ACP tehnologija ima podobne patente ali patente v postopku v Avstraliji, NZ, Evropi, Kanadi in ZDA.

SHRANJEVANJE
Shranjuje v hladnem, suhem prostoru z nizko vlažnostjo, stran od direktne sončne svetlobe (8-25°C (46-47,7°F)).
(Uporabno: 2 leti od datuma izdelave).

PAKIRANJE
Vestiba tube 40g (35mL),
1. Asortman
10 x 40 g (po 2 balenici jagode, melone, vanilije, minta, tutti-frutija)
2. Paket z enim okusom
10 x 40g, okusi vanilije, jagode, melone, tutti-frutija, minta
3. Dodalni paket
1 x 40g tuba vposamežnega okusa

NAVODILO
GC Tooth Mousse s svojo edinstveno CPP-ACP formulacijo je bil razvit v šoli The School of Dental Science, Univerza v Melbourne, Victoria, Avstralija.
*RECALDENT je zaščitni znak, ki se uporablja pod licenco.
CPP-ACP tehnologija ima podobne patente ali patente v postopku v Avstraliji, NZ, Evropi, Kanadi in ZDA.

OPOROZILO
1. Po uporabi vedno zaprite s pokrovčkom in odstranite preostalo pasto ali vlogo okrog vratu tube ali znotraj zobjev.
2. V primeru stika z očmi, takoj sperite z vodo in poibšite pomoč zdravnika.
3. V primeru stika z obklo, sperite z vodo.
4. V primeru pojava simptomov angioedema, lahko to kaže na občutljivost ali alergijo na benzozate ali katero drugo komponento izdelka, koji je dodatek za zobno.
5. V tem primeru prekinite z uporabo izdelka in posvetite pacienta zdravniku.

Zadnja izdaja : 02/2011

BALENJE
Tuba s obsahom 40 g (35 mL)

- Vyberové balenie 10 x 40 g (po 2 baleniach jahoda, melón, vanilka, máta, Tutti-Frutti)
- Balenie s jedným príchutou 10 x 40 g každej príchute vanilka, jahoda, melón, Tutti-Frutti, máta
- Balenie s náhradnou náplňou 1 x 40 g tuba s každou príchutou

POZÁMKA
GC Tooth Mousse s jedinečnou receptúrou CPP-ACP bola vyvinutá na Stomatologickej fakulte Univerzity v Melbourne (The School of Dental Science, The University of Melbourne), v štáte Victoria, Austrália.
*RECALDENT je ochranná značka používaná na základe licencie.
K technológii CPP-ACP sa vzťahujú patenty alebo nevyhývané patentové príslušky v Austrálii, na Novom Zélande, Európe, Kanade a USA.

UPOZORNENIE
1. Tubu po použití vždy uzavzte a odstráňte zvyšky pasty alebo tekutiny okolo hrdy tuby alebo zobjev.
2. V prípade zasiahnutia očí ich okamžite vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
3. Prípadne škvrny na odevy zmyte vodu.
4. V prípade, že sa objavja akékoľvek príznaky angioedému, môže to znamenať citlivosť alebo alergiu na benzozátové konzervanzv, prípadne na niektorú inu zložku výrobku, ako napr. ochucujúca zložka. V takom prípade prerušte používanie výrobku a obráťte sa na lekára.

Naposledy upravené : 02/2011

GC Tooth Mousse

TOPIKÁLNĀ KREMA Z BIO KALCIJEM IN FOSFATOM

Uporaba sama za profesionalne namene in za priporoene indikacije.

Opis
GC Tooth Mousse je krema na vodni osnovi, ki vsebuje RECALDENT™ * (CPP-ACP: kazein fosfopeptid - amorfní kalciový fosfat). Pri prirnení CPP-ACP v usťno okolo, se vzbe na biofilme, plak, bakterie, hydroksiapatit i mehka tkiva (pri aplikácii do istého prostredia sa CPP-ACP viaže na biofilm, plak, bakterie, hydroxyapatit a mäkké tkanvo a lokalizuje voľne dostupné kalcium a fosfat).

Pomembno:
Slina bo pospešila učinkovitost CPP-ACP in okus bo pomagal stimulirati tok sline. Dlje kot sta CPP-ACP a slina v ustih, bolj učinkoviti je rezultat.

Topikalna pasta, ki vsebuje bio-prisoten kalcij in fosfat

- Poskytuje zubom zvýšenú ochranu.
- Pomáha neutralizovať kyseliny z acidogénnych baktérií v plaku.
- Pomáha neutralizovať izoelen z ostatných vnútorných a vonkajších zdrojov kyselín.

KONTRAINDIKÁCIE
RECALDENT™ (CPP-ACP) zŕhaja z mliečnega kazeina.
Neuporabujte tieto materiae pri pacientch z aközom až sumom na alergiu na mliečne proteiny inštal prečulivočujúci alebo na benzozate konzervanze.

NAVODILA ZA UPORABO
INDIKÁCIE
a. Pred in po postopku beľjenja zob v ambulanti.
b. Po utraozovnení alebo ročnom lužbenji in glaťnerji korenine.
c. Po profesionálnom iščnení zubu.
d. Po profesionálnom iščnení zubu.
e. Po profesionálnom iščnení zubu.
f. Po profesionálnom iščnení zubu.
g. Za zagotovitej topikalnega filma pri pacientch z erozijo, kserostomijo ali Sjögrenovim sindromom.
h. Pri pacientch z visokim vtearjenjem za karies.
i. Pri pacientch s zvoškim potrebami.

Nanos v ambulanti:
I. Uporaba pripravljavega modela
1. Pred uporabo pripravljeno model močno sperite pod tekočo vodu.
2. Izostriajte zobje vobšle množstvo GC Tooth Mousse na zgornje in spodnje stranice.
3. Model pustite na mestu v ustih minimalno 3 minute.
4. Odstranite model.
5. Prestalo GC Tooth Mousse pri pacient z jezikom razprostre po ustih. Tako naj jo zadrží čim dlje (1 – 2 minuto), brez pljuvanja in požiranja. Dlje časa kot sta GC Tooth Mousse in slina v ustih, bolj učinkoviti je rezultat.
6. Pacient naj nato močno izpljune, po možnosti brez spiranja. GC Tooth Mousse, ki ostane na površni se postopoma porazgrabi. Po nanosu naj pacient ne je in pije 30 minut.
7. Pacient naj očisti zobje s pastom, ki jo uporabi.

II. Uporaba brez modela:
1. Po potrebi odstranite vsilke na zobni površini z vatro roto ali grobico. Ni potrebno osušiti zob z zrakom.
2. Nanosite ustrezno količino GC Tooth Mousse na zobno površino z kroglicco za nanašanje, okraevanim prstom ali vtežo dostopna interproksimalna področja z Tooth Cleaning Brush.
3. Pustite GC Tooth Mousse na mestu minimalno 3 minute.
4. Pacient naj očisti zobje s pastjo z jezikom razprostre po ustih. Tako naj jo zadrží čim dlje (naslednji 1 – 2 minuto), brez pljuvanja in požiranja. Dlje časa kot sta GC Tooth Mousse in slina v ustih, bolj učinkoviti je rezultat.
5. Pacient naj nato močno izpljune, po možnosti brez spiranja. GC Tooth Mousse, ki ostane na površni se postopoma porazgrabi. Po nanosu naj pacient ne je in pije 30 minut.
6. Pacient naj očisti zobje s pastjo z jezikom razprostre po ustih. Tako naj jo zadrží čim dlje (naslednji 1 – 2 minuto), brez pljuvanja in požiranja. Dlje časa kot sta GC Tooth Mousse in slina v ustih, bolj učinkoviti je rezultat.
7. Pacient naj nato močno izpljune, po možnosti brez spiranja. GC Tooth Mousse, ki ostane na površni se postopoma porazgrabi. Po nanosu naj pacient ne je in pije 30 minut.

III. Uporaba pri pacientch z jezikom razprostre po ustih.
1. Nanesite ustrezno količino GC Tooth Mousse na zgornje in spodnje zobne stranice.
2. Pacient naj očisti zobje s pastjo z jezikom razprostre po ustih. Tako naj jo zadrží čim dlje (naslednji 1 – 2 minuto), brez pljuvanja in požiranja. Dlje časa kot sta GC Tooth Mousse in slina v ustih, bolj učinkoviti je rezultat.
3. Pacient naj nato močno izpljune, po možnosti brez spiranja. GC Tooth Mousse, ki ostane na površni se postopoma porazgrabi. Po nanosu naj pacient ne je in pije 30 minut.

IV. Nanos po iščnenju zob ponođvi po navodilih zobnega strokovnjaka
1. Nanesite ustrezno količino GC Tooth Mousse na zgornje in spodnje zobne stranice.
2. Pacient naj očisti zobje s pastjo z jezikom razprostre po ustih. Tako naj jo zadrží čim dlje (naslednji 1 – 2 minuto), brez pljuvanja in požiranja. Dlje časa kot sta GC Tooth Mousse in slina v ustih, bolj učinkoviti je rezultat.
3. Pacient naj nato močno izpljune, po možnosti brez spiranja. GC Tooth Mousse, ki ostane na površni se postopoma porazgrabi. Po nanosu naj pacient ne je in pije 30 minut.

Domaja uporaba:
II. Nanos po iščnenju zob ponođvi po navodilih zobnega strokovnjaka
1. Nanesite ustrezno količino GC Tooth Mousse na zgornje in spodnje zobne stranice.
2. Pacient naj očisti zobje s pastjo z jezikom razprostre po ustih. Tako naj jo zadrží čim dlje (naslednji 1 – 2 minuto), brez pljuvanja in požiranja. Dlje časa kot sta GC Tooth Mousse in slina v ustih, bolj učinkoviti je rezultat.
3. Pacient naj nato močno izpljune, po možnosti brez spiranja. GC Tooth Mousse, ki ostane na površni se postopoma porazgrabi. Po nanosu naj pacient ne je in pije 30 minut.
III. Uporaba pri pacientch z jezikom razprostre po ustih.
1. Nanesite ustrezno količino GC Tooth Mousse na zgornje in spodnje zobne stranice.
2. Pacient naj očisti zobje s pastjo z jezikom razprostre po ustih. Tako naj jo zadrží čim dlje (naslednji 1 – 2 minuto), brez pljuvanja in požiranja. Dlje časa kot sta GC Tooth Mousse in slina v ustih, bolj učinkoviti je rezultat.
3. Pacient naj nato močno izpljune, po možnosti brez spiranja. GC Tooth Mousse, ki ostane na površni se postopoma porazgrabi. Po nanosu naj pacient ne je in pije 30 minut.

IV. Nanos po iščnenju zob ponođvi po navodilih zobnega strokovnjaka
1. Nanesite ustrezno količino GC Tooth Mousse na zgornje in spodnje zobne stranice.
2. Pacient naj očisti zobje s pastjo z jezikom razprostre po ustih. Tako naj jo zadrží čim dlje (naslednji 1 – 2 minuto), brez pljuvanja in požiranja. Dlje časa kot sta GC Tooth Mousse in slina v ustih, bolj učinkoviti je rezultat.
3. Pacient naj nato močno izpljune, po možnosti brez spiranja. GC Tooth Mousse, ki ostane na površni se postopoma porazgrabi. Po nanosu naj pacient ne je in pije 30 minut.

Domaja uporaba:
II. Nanos po iščnenju zob ponođvi po navodilih zobnega strokovnjaka
1. Nanesite ustrezno količino GC Tooth Mousse na zgornje in spodnje zobne stranice.
2. Pacient naj očisti zobje s pastjo z jezikom razprostre po ustih. Tako naj jo zadrží čim dlje (naslednji 1 – 2 minuto), brez pljuvanja in požiranja. Dlje časa kot sta GC Tooth Mousse in slina v ustih, bolj učinkoviti je rezultat.
3. Pacient naj nato močno izpljune, po možnosti brez spiranja. GC Tooth Mousse, ki ostane na površni se postopoma porazgrabi. Po nanosu naj pacient ne je in pije 30 minut.

III. Uporaba pri pacientch z jezikom razprostre po ustih.
1. Nanesite ustrezno količino GC Tooth Mousse na zgornje in spodnje zobne stranice.
2. Pacient naj očisti zobje s pastjo z jezikom razprostre po ustih. Tako naj jo zadrží čim dlje (naslednji 1 – 2 minuto), brez pljuvanja in požiranja. Dlje časa kot sta GC Tooth Mousse in slina v ustih, bolj učinkoviti je rezultat.
3. Pacient naj nato močno izpljune, po možnosti brez spiranja. GC Tooth Mousse, ki ostane na površni se postopoma porazgrabi. Po nanosu naj pacient ne je in pije 30 minut.

IV. Nanos po iščnenju zob ponođvi po navodilih zobnega strokovnjaka
1. Nanesite ustrezno količino GC Tooth Mousse na zgornje in spodnje zobne stranice.
2. Pacient naj očisti zobje s pastjo z jezikom razprostre po ustih. Tako naj jo zadrží čim dlje (naslednji 1 – 2 minuto), brez pljuvanja in požiranja. Dlje časa kot sta GC Tooth Mousse in slina v ustih, bolj učinkoviti je rezultat.
3. Pacient naj nato močno izpljune, po možnosti brez spiranja. GC Tooth Mousse, ki ostane na površni se postopoma porazgrabi. Po nanosu naj pacient ne je in pije 30 minut.

Domaja uporaba:
II. Nanos po iščnenju zob ponođvi po navodilih zobnega strokovnjaka
1. Nanesite ustrezno količino GC Tooth Mousse na zgornje in spodnje zobne stranice.
2. Pacient naj očisti zobje s pastjo z jezikom razprostre po ustih. Tako naj jo zadrží čim dlje (naslednji 1 – 2 minuto), brez pljuvanja in požiranja. Dlje časa kot sta GC Tooth Mousse in slina v ustih, bolj učinkoviti je rezultat.
3. Pacient naj nato močno izpljune, po možnosti brez spiranja. GC Tooth Mousse, ki ostane na površni se postopoma porazgrabi. Po nanosu naj pacient ne je in pije 30 minut.

III. Uporaba pri pacientch z jezikom razprostre po ustih.
1. Nanesite ustrezno količino GC Tooth Mousse na zgornje in spodnje zobne stranice.
2. Pacient naj očisti zobje s pastjo z jezikom razprostre po ustih. Tako naj jo zadrží čim dlje (naslednji 1 – 2 minuto), brez pljuvanja in požiranja. Dlje časa kot sta GC Tooth Mousse in slina v ustih, bolj učinkoviti je rezultat.
3. Pacient naj nato močno izpljune, po možnosti brez spiranja. GC Tooth Mousse, ki ostane na površni se postopoma porazgrabi. Po nanosu naj pacient ne je in pije 30 minut.

IV. Nanos po iščnenju zob ponođvi po navodilih zobnega strokovnjaka
1. Nanesite ustrezno količino GC Tooth Mousse na zgornje in spodnje zobne stranice.
2. Pacient naj očisti zobje s pastjo z jezikom razprostre po ustih. Tako naj jo zadrží čim dlje (naslednji 1 – 2 minuto), brez pljuvanja in požiranja. Dlje časa kot sta GC Tooth Mousse in slina v ustih, bolj učinkoviti je rezultat.
3. Pacient naj nato močno izpljune, po možnosti brez spiranja. GC Tooth Mousse, ki ostane na površni se postopoma porazgrabi. Po nanosu naj pacient ne je in pije 30 minut.

Domaja uporaba:
II. Nanos po iščnenju zob ponođvi po navodilih zobnega strokovnjaka
1. Nanesite ustrezno količino GC Tooth Mousse na zgornje in spodnje zobne stranice.
2. Pacient naj očisti zobje s pastjo z jezikom razprostre po ustih. Tako naj jo zadrží čim dlje (naslednji 1 – 2 minuto), brez pljuvanja in požiranja. Dlje časa kot sta GC Tooth Mousse in slina v ustih, bolj učinkoviti je rezultat.
3. Pacient naj nato močno izpljune, po možnosti brez spiranja. GC Tooth Mousse, ki ostane na površni se postopoma porazgrabi. Po nanosu naj pacient ne je in pije 30 minut.

III. Uporaba pri pacientch z jezikom razprostre po ustih.
1. Nanesite ustrezno količino GC Tooth Mousse na zgornje in spodnje zobne stranice.
2. Pacient naj očisti zobje s pastjo z jezikom razprostre po ustih. Tako naj jo zadrží čim dlje (naslednji 1 – 2 minuto), brez pljuvanja in požiranja. Dlje časa kot sta GC Tooth Mousse in slina v ustih, bolj učinkoviti je rezultat.
3. Pacient naj nato močno izpljune, po možnosti brez spiranja. GC Tooth Mousse, ki ostane na površni se postopoma porazgrabi. Po nanosu naj pacient ne je in pije 30 minut.

IV. Nanos po iščnenju zob ponođvi po navodilih zobnega strokovnjaka
1. Nanesite ustrezno količino GC Tooth Mousse na zgornje in spodnje zobne stranice.
2. Pacient naj očisti zobje s pastjo z jezikom razprostre po ustih. Tako naj jo zadrží čim dlje (naslednji 1 – 2 minuto), brez pljuvanja in požiranja. Dlje časa kot sta GC Tooth Mousse in slina v ustih, bolj učinkoviti je rezultat.
3. Pacient naj nato močno izpljune, po možnosti brez spiranja. GC Tooth Mousse, ki ostane na površni se postopoma porazgrabi. Po nanosu naj pacient ne je in pije 30 minut.

Domaja uporaba:
II. Nanos po iščnenju zob ponođvi po navodilih zobnega strokovnjaka
1. Nanesite ustrezno količino GC Tooth Mousse na zgornje in spodnje zobne stranice.
2. Pacient naj očisti zobje s pastjo z jezikom razprostre po ustih. Tako naj jo zadrží čim dlje (naslednji 1 – 2 minuto), brez pljuvanja in požiranja. Dlje časa kot sta GC Tooth Mousse in slina v ustih, bolj učinkoviti je rezultat.
3. Pacient naj nato močno izpljune, po možnosti brez spiranja. GC Tooth Mousse, ki ostane na površni se postopoma porazgrabi. Po nanosu naj pacient ne je in pije 30 minut.

III. Uporaba pri pacientch z jezikom razprostre po ustih.
1. Nanesite ustrezno količino GC Tooth Mousse na zgornje in spodnje zobne stranice.
2. Pacient naj očisti zobje s pastjo z jezikom razprostre po ustih. Tako naj jo zadrží čim dlje (naslednji 1 – 2 minuto), brez pljuvanja in požiranja. Dlje časa kot sta GC Tooth Mousse in slina v ustih, bolj učinkoviti je rezultat.
3. Pacient naj nato močno izpljune, po možnosti brez spiranja. GC Tooth Mousse, ki ostane na površni se postopoma porazgrabi. Po nanosu naj pacient ne je in pije 30 minut.

IV. Nanos po iščnenju zob ponođvi po navodilih zobnega strokovnjaka
1. Nanesite ustrezno količino GC Tooth Mousse na zgornje in spodnje zobne stranice.
2. Pacient naj očisti zobje s pastjo z jezikom razprostre po ustih. Tako naj jo zadrží čim dlje (naslednji 1 – 2 minuto), brez pljuvanja in požiranja. Dlje časa kot sta GC Tooth Mousse in slina v ustih, bolj učinkoviti je rezultat.
3. Pacient naj nato močno izpljune, po možnosti brez spiranja. GC Tooth Mousse, ki ostane na površni se postopoma porazgrabi. Po nanosu naj pacient ne je in pije 30 minut.

OKUSI
Jagoda (S), melona (M), vanilija (V), mint (I), Tutti-Frutti (T), Navodilo:
S, M, V, I in T v okrajevih so krajšave za posamezne okuse.
*RECALDENT je zaščitni znak, ki se uporablja pod licenco.
CPP-ACP tehnologija ima podobne patente ali patente v postopku v Avstraliji, NZ, Evropi, Kanadi in ZDA.

SHRANJEVANJE
Shranjuje v hladnem, suhem prostoru z nizko vlažnostjo, stran od direktne sončne svetlobe (8-25°C (46-47,7°F)).
(Uporabno: 2 leti od datuma izdelave).

PAKIRANJE
Vestiba tube 40g (35mL),
1. Asortman
10 x 40 g (po 2 balenici jagode, melone, vanilije, minta, tutti-frutija)
2. Paket z enim okusom
10 x 40g, okusi vanilije, jagode, melone, tutti-frutija, minta
3. Dodalni paket
1 x 40g tuba vposamežnega okusa

NAVODILO
GC Tooth Mousse s svojo edinstveno CPP-ACP formulacijo je bil razvit v šoli The School of Dental Science, Univerza v Melbourne, Victoria, Avstralija.
*RECALDENT je zaščitni znak, ki se uporablja pod licenco.
CPP-ACP tehnologija ima podobne patente ali patente v postopku v Avstraliji, NZ, Evropi, Kanadi i SAD.

UPOZORNENJE
1. Tubu po použití vždy uzavzte a odstráňte zvyšky pasty alebo tekutiny okolo hrdy tuby alebo zobjev.
2. V prípade zasiahnutia očí ich okamžite vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
3. Prípadne škvrny na odevy zmyte vodo.
4. V prípade, že sa objavja akékoľvek príznaky angioedému, môže to znamenať citlivosť alebo alergiu na benzozátové konzervanzv, prípadne na niektorú inu zložku výrobku, ako napr. ochucujúca zložka. V takom prípade prerušte používanie výrobku a obráťte sa na lekára.

OPOROZILO
1. Po uporabi vedno zaprite s pokrovčkom in odstranite preostalo pasto ali vlogo okrog vratu tube ali znotraj zobjev.
2. V primeru stika z očmi, takoj sperite z vodo in poibšite pomoč zdravnika.
3. V primeru stika z obklo, sperite z vodo.
4. V primeru pojava simptomov angioedema, lahko to kaže na občutljivost ali alergijo na benzozate ali katero drugo komponento izdelka, koji je dodatek za zobno.
5. V tem primeru prekinite z uporabo izdelka in posvetite pacienta zdravniku.

Zadnja izdaja : 02/2011