

KOFFERDAMIN KLAMMERIN KÄYTTÖOHJE

Varoitukset – Tarkoitettu vain hammaslääketieteen ammattilaisen käyttöön. Klammerit on vaihdettava, jos ne ovat vääntyneet, kuluneet tai säröilleet. Klammerin käyttöikä riippuu käyttökertojen lukumäärästä sekä käytössä, puhdistuksessa ja säilytyksessä noudatetusta huolellisuudesta. Klammerit voivat vaurioitua, jos käytetään muuta kuin pH-neutraalia puhdistus- tai pesuliuosta. Klammerien on havaittu murtuvan tai vaurioituvan moninkertaisen käytön jälkeen tai liiallisen venytyksen seurauksena.

Käyttötarkoitus – Klammeri on tarkoitettu asetettavaksi hampaan päälle pitämään kofferdam paikallaan ja poistamaan kudoksen toimenpidealueelta.

Käyttöohjeet – Ota klammeri pakkauksesta, ja puhdista ja steriloi klammeri ennen käyttöä. Kiedo klammerin ympärille turvalanka (hammaslanka), joka estää mahdollisesti irronneen tai murtuneen klammerin nielemisen. (Katso käytettävää tekniikkaa koskeva suositus kuvasta A.) Sovita klammeria paikalleen ja varmista, että se on neljästä kohdasta kosketuksessa hampaan proksimaalipintojen kanssa. Klammeri asetetaan sitten paikalleen kofferdamiin valmiiksi lävistettyyn aukkoon siipitekniikkaa käyttäen niin, että sen siivekkeet pitävät aukon avoinna. Kofferdam ja klammeri voidaan asettaa hampaan päälle klammeripihtien avulla. Kofferdam liu'utetaan sitten pois klammerin siivekkeistä ja edelleen hampaaseen.



Kuva A

Puhdistus – Klammerit on huuhdeltava ja puhdistettava välittömästi toimenpiteen jälkeen. Puhdistamattoman klammerin käyttöikä lyhenee, minkä lisäksi klammeriin voi muodostua värjäytymiä tai syöpymiä. Huuhtelee ja poista kaikki liialliset materiaalit ennen ultraäänipuhdistusta. Käytä pH-neutraalia puhdistusliuosta, kuten mm. BioSonic UC30 General Purpose tai UC31 General Purpose + Rust Inhibitor, ja noudata ultraäänipesurin valmistajan antamia ohjeita. Huuhtelee puhdistusaineet klammereista. Varmista silmämääräisesti, että kaikki materiaali on irronnut klammerista. Toista käsittely tarvittaessa. Anna klammerien kuivua. Katso yksityiskohtaiset puhdistusohjeet ohjeesta P/N 20004841, Dental Dam Accessories Cleaning IFU.

Sterilointi – Tärkeää, sillä klammeriin mahdollisesti jäänyt materiaali saattaa estää klammerin steriloinnin.

Autoklavointi (höyrysterilointilaite) 15 minuuttia 132 °C:ssa / 270 °F:ssa painovoima-autoklaavissa.
tai

Autoklavointi 4 minuuttia 132 °C:ssa / 270 °F:ssa esityhjiösterilointilaitteessa.

Noudata autoklaavin valmistajan ohjeita ja varmista, että enimmäiskuormaa ei ylitetä.

Tarkastus – Tarkista klammerin asianmukainen kireys aina ennen käyttöä sekä onko siinä vääntymiä, kulumia tai vaurioita. Hävitä klammerit, jos havaitset niissä puutteita.

Hoito – Älä taivuta tai väännä klammeria, jotta varmistat sen mahdollisimman pitkän käyttöiän. Älä anna muiden klammerien tai instrumenttien naarmuttaa klammeria.

Käyttäessäsi täyttötekniikoita, joissa käytetään natriumhypokloriittia, varmista, että huuhtelet klammerit vedellä välittömästi toimenpiteen jälkeen. Pitkäaikainen kosketus natriumhypokloriittiin voi aiheuttaa klammeriin pistesyöpymiä, jotka lyhentävät klammerin käyttöikä merkittävästi.

Näiden ohjeiden noudattaminen auttaa pidentämään klammerin käyttöikää. Käyttäjä vastaa näiden ohjeiden ja varotoimenpiteiden noudattamisesta.

Huomautus: Ilmoita kaikista tähän laitteeseen liittyvistä vakavista vaaratilanteista valmistajalle sekä toimivaltaiselle viranomaiselle siinä jäsenmaassa, johon käyttäjä ja/tai potilas on sijoittautunut.

Coltène/Whaledent Inc. 
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, OH 44223 / USA
Puh. USA & Kanada +1 800 221 3046
+1 330 916 8800
Faksi +1 330 645 8704
info.us@coltene.com

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstrasse 30
89129 Langenau / Saksa
Puh. +49 (0) 7345 805 0
Faksi +49 (0) 7345 805 201
info.de@coltene.com



Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Sveitsi
Puh. +41(0)71 757 53 00
Faksi +41(0)71 757 53 01
info.ch@coltene.com

www.coltene.com