


Proximal Finishing and Polishing Strip

**DO NOT
TWIST**

Twisting will cause strip to break. Use wedge if too tight.



1. Initial view of the clinical case.



2. Perforated strip ends for a secure and ergonomic grip.



3. The uncoated zone allows the introduction of the strip in tight proximal areas.



4. Beveling with the red working part, 40 µm



5. Beveling with the yellow working part, 15 µm



6. Finishing the composite filling with the red working part, 40 µm



7. Polishing the composite filling with the yellow working part, 15 µm



8. Final treatment/result

ENGLISH
INSTRUCTIONS FOR USE

For professional use only

GripStrip™**Product description**

- Metal strip, diamond-coated on one side, with two working parts of different grit sizes: 40 µm (red) and 15 µm (yellow)
- Perforated anatomical ends for better gripping
- Height: 2.5mm
- Thickness: 0.05mm
- Total length: 80mm
- Sterilizable and reusable

Indications for use

- Finishing and polishing of fillings and crown borders in interproximal areas.
- Removal of excess material and overhangs in fillings and crown borders.
- Beveling in adhesive restorations in cervical interproximal areas.

Practical Tips

- The total length of the strip (80mm) allows an optimal finger support on the adjacent teeth during work.
- To get past the contact area, use the uncoated part of the strip and exert a slight horizontal movement.
- After introduction, work with the less abrasive side (yellow, 15 µm) in order to facilitate the access of the more abrasive side (40 µm, red). Then begin the finishing procedure using a back-and-forth movement.
- Next, switch again to the less abrasive side (15 µm, yellow) to complete the polishing procedure.
- GripStrip must be removed with a vertical movement after repositioning it to the uncoated segment.
- In the event the contact area is very tight, it is useful to start by inserting a wooden wedge to open up a slight separation between the teeth before placing GripStrip in the area to be treated.

Maintenance and sterilization

- GripStrip is supplied non-sterile. Prior to first use on the patient and immediately after each use, the instruments must be disinfected, cleaned, and sterilized.
- Keep GripStrip separate from non-stainless steel instruments, such as rubber polishers and abrasive stones.
- If disinfection by immersion is being used, it is important to use only cleaning/disinfection solutions that provide corrosion protection and strictly observe the concentrations recommended by the manufacturer.
- Sterilization must be performed with validated procedures. If possible, use a single-pulsed or fractionated vacuum autoclave and subvacuum drying. Chemiclave sterilizers may also be used.

ITALIANO
ISTRUZIONI PER L'USO

Unicamente per uso professionale

GripStrip**Descrizione del prodotto**

- Strip in metallo, diamantato da un solo lato con due parti lavoranti di differenti granulometrie (40 µm, rosso, 15 µm, giallo)
- Estremità dello strip di facile presa, perforate ed anatomiche
- Altezza: 2,5 mm
- Spessore: 0,05 mm
- Lunghezza totale: 80 mm
- Sterilizzabile e riutilizzabile

Indicazioni

- Rifinitura e lucidatura delle otturazioni e dei bordi delle corone nelle zone approssimali.
- Eliminazione degli eccessi e delle debordanze delle otturazioni e dei bordi delle corone.
- Bisello adesivo nelle zone approssimali cervicali.

Consigli pratici per l'uso

- La lunghezza totale dello strip (80 mm) permette un appoggio ideale delle dita sui denti attigui durante la lavorazione.
- Per introdurre lo strip attraverso la zona di contatto, utilizzare la parte non diamantata ed esercitare un leggero movimento orizzontale.
- Una volta introdotto lo strip, si inizia con il lato meno abrasivo (giallo, 15 µm) per facilitare l'accesso della parte più abrasiva (40 µm, rosso) e procedere poi con la rifinitura, esercitando un movimento di va e vieni.
- Per completare la lavorazione delle superfici con la lucidatura, si passa nuovamente al lato meno abrasivo (15µm, giallo).
- Per rimuovere GripStrip, ricollocarsi al di sotto della zona di contatto con la parte non diamantata e sfilare lo strip verticalmente.
- Nel caso in cui l'area di contatto è molto serrata, è opportuno procedere all'inserimento preliminare di un cuneo di legno per consentire una minima separazione fra i denti prima di collocare lo strip nella zona da trattare.

Manutenzione e sterilizzazione

- GripStrip è fornito non sterile. Al primo impiego sul paziente e subito dopo ciascun utilizzo, lo strumento deve essere disinfettato, pulito e sterilizzato.
- Separare GripStrip da strumenti non in acciaio inossidabile, p.es. gommini e abrasivi.
- Se si procede a disinfezione per immersione, è opportuno utilizzare unicamente soluzioni di pulizia/disinfezione che forniscano protezione contro la corrosione, seguendo scrupolosamente le concentrazioni indicate dal produttore.
- La sterilizzazione deve avvenire secondo procedure validate. Se possibile, utilizzare autoclavi con vuoto singolo o frazionato e con asciugatura sottovuoto. Possono essere utilizzate anche le chemiclavi.

GRIPSTRIP USE OVERVIEW**ESPAÑOL**
INSTRUCCIONES DE USO

Solo para uso profesional

GripStrip**Descripción del producto**

- Tira de metal, con un solo lado diamantado y dos diferentes granulometrías (40 µm, banda roja, 15 µm, banda amarilla)
- Extremidad de la tira perforada, anatómica y de fácil toma
- Altura: 2,5 mm
- Espesor: 0,05 mm
- Longitud total: 80 mm
- Esterilizable y reutilizable

Indicaciones

- Acabado y pulido de las obturaciones y de los bordes de las coronas en las zonas proximales.
- Eliminación de los excesos y de los desbordamientos de las obturaciones y de los bordes de las coronas.
- Bisel adhesivo en las zonas proximales cervicales.

Consejos prácticos para el uso

- La longitud total de la tira (80 mm) permite un apoyo ideal de la misma sobre los dientes adyacentes durante el trabajo.
- La tira debe introducirse al nivel interdental con un ligero movimiento horizontal, utilizando la parte no diamantada para sobrepasar la zona de contacto.
- Una vez introducida, se procede con el lado menos abrasivo (amarillo, 15 µm) para facilitar el acceso del lado mas abrasivo (40 µm, rojo); luego, se inicia el acabado ejercitando un movimiento de vaivén.
- A continuación, se pasa de nuevo al lado menos abrasivo (15 µm, amarillo) para completar el trabajo con el pulido.
- Para extraer el GripStrip, colocar la parte no diamantada en la zona del punto de contacto y quitar la tira con un movimiento vertical.
- En caso de que la zona de contacto sea muy estrecha, es conveniente introducir previamente una cuña de madera para permitir una separación mínima entre los dientes antes de colocar la tira en la zona que se va a tratar.

Mantenimiento y esterilización

- GripStrip se entrega no estéril: en el primer uso en el paciente e inmediatamente después de cada uso, los instrumentos deben desinfectarse, limpiarse y esterilizarse.
- Debe separarse Gripstrip de los instrumentos que no sean de acero inoxidable, p.ej. las puntas de goma y de piedra abrasiva.
- Si se procede a la desinfección por inmersión, es conveniente utilizar únicamente una solución de limpieza y desinfección que confiera protección contra la corrosión, siguiendo escrupulosamente las concentraciones indicadas por el fabricante.
- La esterilización debe efectuarse según el procedimiento validado. Si es posible, debe utilizarse un autoclave con vacío único o fraccionado y con aclarado bajo vacío. Puede utilizarse también el quimioclave.

FINNISH
KÄYTTÖOHJEET

Vain ammattikäyttöön

GripStrip**Tuotekuvauk**

- Metalliliuska, yhdeltä puolelta timanttipinnoitettu, kaksi raekooltaan erilaista työstöosaa: 40µm (punainen) ja 15µm (keltainen)
- Reiteyty, anatomiset päät, paremman otteen saamiseksi
- Korkeus: 2,5mm
- Paksuus: 0,05mm
- Kokonaispituus: 80mm
- Steriloitava ja uudelleenkäytettävä

Käyttösuositukset

- Täytteidän ja kruunujen reunojen viimeistelyyn ja kiillotukseen interproksimaalisilla alueilla.
- Ylimääräisen ja liiallisen materiaalin poistoon täytteissä ja kruunujen reunoilla.
- Viistotukseen adhesiivisissa entistämistekniikoissa hampaan kaulan interproksimaalisilla alueilla.

Käytännön neuvoja

- Liuskan kokonaispituus (80 mm) mahdollistaa sormen tukemisen optimaalisesti viereiseen hampaaseen työstön aikana.
- Päästäksesi kosketusalueen yli, aseta liuskan pinnoittamaton osa haluttuun kohtaan ja sijoita liuska sitten paikalleen lievästi vaakasuoralla liikkeellä.
- Sijoitettua liuskan paikalleen, aloita työstäminen ensin vähemmän hankaavalla osalla (keltainen 15µm), jolloin karkeamman alueen eteneminen (40µm, punainen) on helpompaa. Aloita sitten viimeistelyvaihe edestakaista liikettä käyttäen.
- Siirty seuraavaksi takaisin vähemmän hankaavaan osaan (15µm, keltainen) kiillotustoimenpiteen loppuunsaattamiseksi.
- GripStrip tulee poistaa pystysuoralla liikkeellä sen jälkeen, kun pinnoittamaton alue on ensin asetettu takaisin haluttuun pisteeseen.
- Mikäli kosketusalue on hyvin tiukka, on käytännöllistä aloittaa työntämällä ensin alueelle puukiila, jolla avataan pieni rako hampaiden väliin ennen GripStrip–liuskan asettamista käsiteltävälle alueelle.

Huolto ja sterilointi

- GripStrip toimitetaan steriloimattomana. Ennen ensimmäistä käyttökertaa potilaalla ja aina välittömästi jokaisen käyttökerran jälkeen, instrumentti tulee desinfioida, puhdistaa ja steriloida.
- Säilytä GripStrip–liuskat erillään instrumenteista, joita ei ole valmistettu ruostumattomasta teräksestä, kuten kumikiillottimet ja hankaavat kivet.
- Jos desinfiointi suoritetaan upottamalla, on tärkeää käyttää vain sellaisia puhdistus/desinfiointiliuoksia, jotka antavat korroosiosuojan ja noudattaa tarkasti valmistajan suosittelamia pitoisuuksia.
- Sterilointi tulee suorittaa hyväksytyillä menetelmillä. Mikäli mahdollista, käytä yksittäispulssista tai fraktioitua tyhjiöautoklaavia ja kuivausta alipaineella. Kemiklavasterilointia voi myös käyttää.

DEUTSCH
GEBRAUCHSANWEISUNGEN

Nur zur zahnärztlichen Verwendung

GripStrip**Produktbeschreibung**

- Metallstrip, einseitig diamantiert, mit zwei Arbeitsfeldern in den Körnungen 40 µm (rot) bzw. 15 µm (gelb)
- Stripenden griffsicher, perforiert und ergonomisch geformt
- Höhe: 2,5 mm
- Stärke: 0,05 mm
- Gesamtlänge: 80 mm
- Sterilisierbar und wieder verwendbar

Indikationen

- Finieren und Polieren von Zahnfüllungen und Kronenrändern im Interdentalraum.
- Beseitigung von Überschüssen und Überständen an Füllungsflächen und Kronenrändern.
- Anschrängung bei adhäsiven Restaurationen in den approximal-zervikalen Zonen.


Empfehlungen für den praktischen Einsatz

- Die Länge des GripStrip (insgesamt 80 mm) ermöglicht eine vereinfachte Abstützung der Finger (Hypomochlion) während der Behandlung.
- Der Strip wird an der Blankstelle über den Kontaktpunkt eingeführt. Die Kontaktzone wird mit kurzen horizontalen Bewegungen überwunden.
- Nach Einführung des Instrumentes beginnt die Behandlung mit der feinkörnigen Arbeitsfläche (gelb, 15 µm), um den Zugang mit der stärker abrasiven Arbeitsfläche (40 µm, rot) zu vereinfachen. Danach wird die Behandlung mit der 40 µm Arbeitsfläche fortgeführt. Die Behandlung erfolgt stets mit einer horizontalen Bewegung.
- Um die Bearbeitung mit der Politur abzuschließen, wird wieder zur feinkörnigen Arbeitsfläche (15 µm, gelb) gewechselt.
- Der GripStrip wird aus dem Interdentalraum entfernt, indem man ihn wieder mit der Blankstelle unter den Kontaktpunkt positioniert und mit einer senkrechten Bewegung herauszieht.
- Bei sehr engen Kontaktzonen ist die Verwendung eines Holzkeiles anzuraten, um eine minimale Öffnung des Kontaktpunktes für die einfachere Einführung des GripStrip zu erreichen.

Pflege und Sterilisation

- GripStrip wird unsteril in der Verpackung geliefert. Beim ersten Einsatz am Patienten sowie unmittelbar nach jedem Gebrauch muss der Strip desinfiziert, gereinigt und sterilisiert werden.
- GripStrip ist von nicht aus Edelstahl bestehenden Instrumenten, wie z.B. Gummipolierern und Schleifsteinen, zu trennen.
- Wird mit Tauchbadesinfektion gearbeitet, sollte man nur Reinigungs- und Desinfektionslösungen verwenden, die gleichzeitig Korrosionsschutz bieten. Dabei sind die vom Hersteller angegebenen Konzentrationen und Einwirkzeiten genau einzuhalten.
- Die Sterilisation muss nach einem validierten Verfahren erfolgen. Nach Möglichkeit vor- oder nachevakuierende Autoklaven mit Vakuumtrocknung verwenden. Chemiklaven können ebenfalls verwendet werden.

Proximal Finishing and Polishing Strip

**DO NOT
TWIST**

Twisting will cause strip to break. Use wedge if too tight.



1. Initial view of the clinical case.



2. Perforated strip ends for a secure and ergonomic grip.



3. The uncoated zone allows the introduction of the strip in tight proximal areas.



4. Beveling with the red working part, 40 µm



5. Beveling with the yellow working part, 15 µm



6. Finishing the composite filling with the red working part, 40 µm



7. Polishing the composite filling with the yellow working part, 15 µm



8. Final treatment/result

**NEDERLANDS
GEBRUIKSAANWIJZING**
Alleen voor professioneel gebruik**GripStrip****Productbeschrijving**

- Metalen strip, diamant gecoat aan de ene zijde met twee werkende delen van verschillende korrelgrootte: 40 µm (rood) en 15 µm (geel)
- Geperforeerde ergonomische uiteinden voor een betere grip
- Hoogte: 2,5 mm
- Dikte: 0,05 mm
- Totale lengte: 80 mm
- Steriliseerbaar en opnieuw te gebruiken

Indicaties

- Afwerken en polijsten van vullingen en kroonranden in ruimtes tussen de tanden.
- Verwijdering van overtollig materiaal en uitsteeksels in vullingen en kroonranden.
- Schuine randen in plakrestauraties in cervicale ruimtes tussen de tanden.

Praktische tips

- Door de totale lengte van de strip (80 mm) is er een optimale ondersteuning voor de vingers op de aangrenzende tanden.
- Gebruik om voorbij het contactgebied te komen het niet-gecoate gedeelte van de strip en voer een lichte horizontale beweging uit.
- Werk na het inbrengen met de minder schurende kant (geel, 15 µm) om een betere toegang te krijgen met de ruwere zijde (40 µm, rood). Begin de afwerkingsprocedure met een beweging heen en weer.
- Schakel dan terug over naar de minder schurende kant (15 µm, geel) om het polijsten te voltooien.
- GripStrip moet met een verticale beweging worden weggehaald, na het opnieuw plaatsen naar het niet-gecoate deel.
- In het geval dat het contactgebied zeer nauw is, is het handig om eerst een houten wig te gebruiken om de tanden een beetje uit elkaar te houden alvorens GripStrip in de te behandelen ruimte te plaatsen.

Onderhoud en sterilisatie

- GripStrip wordt niet steriel geleverd. Voorafgaand aan het eerste gebruik bij de patiënt en direct na elk gebruik moeten de instrumenten worden gedesinfecteerd, gereinigd en gesteriliseerd.
- Houd GripStrip apart van niet roestvrijstalen instrumenten zoals rubber polijsters en schuurstenen.
- Indien desinfectie door onderdompeling wordt gebruikt, is het belangrijk alleen reinigings/desinfectieoplossingen te gebruiken die schuurbescherming bieden en u strikt te houden aan de concentraties die door de fabrikant worden aanbevolen.
- Sterilisatie moet worden verricht met erkende procedures. Gebruik indien mogelijk een enkel-pulserende of fractioneerde autoclaaf en sub vacuüm droging. Chemiclave sterilisatoren kunnen ook worden gebruikt.

**NORSK
BRUKSANVISNING**
Kun til profesjonell bruk**GripStrip****Produktbeskrivning**

- Metallbånd, diamant-belagt på den ene siden, med to bruksdeler med forskjellige korntørrelser: 40 µm (rød) og 15 µm (gul)
- Perforerte anatomiske ender for bedre grep
- Høyde: 2,5 mm
- Tykkelse: 0,05 mm
- Total lengde: 80 mm
- Steriliserbar og gjenbrukbar

Indikasjoner

- Etterbehandling og polering av fyllinger og kronegrenser i interproksimale områder.
- Fjerning av overflødig materiale og overheng på fyllinger og kronegrenser.
- Kantskjæring i limte restaureringer i cervikale interproksimale områder.

Praktiske råd

- Den totale lengden av båndet (80 mm) tillater optimal støtte for fingrene på de tilstøtende tennene under arbeidet.
- For å komme forbi kontaktområdet, bruk den ubelagte siden av båndet og utfør en liten horisontal bevegelse.
- Bruk den mindre slipende siden (gul, 15 µm) etter innføring av båndet, for å lettgjøre tilgang for den mer slipende siden (40 µm, rød). Begynn så etterbehandlingsprosedyren med en frem-og-tilbake bevegelse.
- Bytt så igjen til den mindre slipende siden (15 µm, gul) for å fullføre poleringen.
- GripStrip-en må fjernes med en vertikal bevegelse etter at du har reposisjonert den til den ubelagte delen.
- Dersom kontaktområdet er svært stramt, er det nyttig å starte med å sette inn en trekile, for å lage litt avstand mellom tennene før du plasserer GripStrip-en i området som skal behandles.

Vedlikehold og sterilisering

- GripStrip leveres ikke-sterilt. Før første gangs bruk på pasienten, og umiddelbart etter hvert bruk, må instrumentene desinifiseres, rengjøres og steriliseres.
- Hold GripStrip avskilt fra instrumenter som ikke er laget av rustfritt stål, som for eksempel poleringsinstrumenter av gummi og slipesteiner.
- Dersom desinfeksjon gjøres ved nedsenkning, er det viktig å kun bruke rengjørings- / desinfeksjonsoppløsninger som gir rustbeskyttelse og å strengt overholde konsentrasjonsnivåene som anbefales av produsenten.
- Sterilisering må utføres ved hjelp av godkjente prosedyrer. Hvis mulig, bruk en enkelt-pulset eller fraksjonert vakuum autoklav og sub-vakuüm tørking. Sterilisering med kjemikaliedamp i lukket kammer (Chemiclave) kan også brukes.

GRIPSTRIP USE OVERVIEW**PORTUGUESE
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO**
Apenas para uso profissional**GripStrip****Descrição do produto**

- Tira metálica, revestida com diamante num lado, com duas peças móveis com tamanhos diferentes de grão: 40µm (vermelho) e 15µm (amarelo)
- Extremidades anatómicas perfuradas para uma melhor aderência
- Altura: 2,5mm
- Espessura: 0,05mm
- Comprimento total: 80mm
- Esterilizável e reutilizável

Indicações

- Acabamento e polimento de massas de enchimento e bordos de coroas em áreas interproximais.
- Remoção do material em excesso e de saliências nas massas de enchimento e nos bordos de coroas.
- Biselamento nos restauros adesivos nas áreas cervicais interproximais.

Dicas práticas

- O comprimento total da tira (80mm) permite um melhor apoio do dedo no dente adjacente durante o trabalho.
- Para ultrapassar a área de contacto, utilize a parte não revestida da tira e exerça pressão fazendo um ligeiro movimento no sentido horizontal.
- Após a introdução, trabalhe com o lado menos abrasivo (amarelo, 15µm) para facilitar o acesso ao lado mais abrasivo (40µm, vermelho). Inicie então o procedimento de acabamento utilizando um movimento para trás e para a frente.
- Em seguida, passe novamente para o lado menos abrasivo (15µm, amarelo) para completar o procedimento de polimento.
- A GripStrip deve ser removida com um movimento vertical após o seu reposicionamento para o segmento não revestido.
- Se a área de contacto for muito apertada, é útil começar por inserir uma cunha de madeira para abrir uma ligeira separação entre os dentes antes de colocar a GripStrip na área a ser tratada.

Manutenção e esterilização

- A GripStrip é fornecida não esterilizada. Antes da primeira utilização no paciente e imediatamente após cada utilização, os instrumentos devem ser desinfectados, limpos e esterilizados.
- Mantenha a GripStrip separada de instrumentos de aço não inoxidável, como polidores de borracha e pedras abrasivas.
- Se estiver a ser utilizada a desinfectação por imersão, é importante utilizar apenas soluções de limpeza/desinfectação que protejam contra a corrosão e respeitar estritamente as concentrações recomendadas pelo fabricante.
- A esterilização deve ser efectuada com procedimentos validados. Se possível, utilize uma autoclave de vácuo fraccionado ou de pulso único e secagem de subvácuo. Também podem ser utilizados esterilizadores chemiclave.

**DANSK
BRUGSANVISNING**
Kun til professionel brug**GripStrip****Produktbeskrivelse**

- Metalstrip, diamantbelagt på den ene side, med to arbejdende dele af forskellige korntørrelser: 40µm (rød) og 15µm (gul)
- Perforerede anatomiske ender for bedre grep
- Højde: 2,5 mm
- Tykkelse: 0,05 mm
- Total længde: 80 mm
- Kan steriliseres og genbruges

Anvendelse

- Finishering og polering af fyldninger og kronekanter i interproksimale områder.
- Fjernelse af overskydende materiale og overhæng i fyldninger og kronekanter.
- Facetslibning af limede restaureringer i cervikale interproksimale områder.

Praktiske tips

- Den samlede længde af strippen (80 mm) giver mulighed for en optimal fingerstøtte på tilstødende tænder under arbejde.
- For at komme forbi kontaktområdet, brug den ikke-belagte del af strippen og udfør en let vandret bevægelse.
- Efter indførelsen, arbejd med den mindre slibende side (gul, 15 µm) for at lette adgangen til den mere slibende side (40 µm, rød). Start finishering ved hjælp af frem og tilbage-bevægelser.
- Skift derefter igen til den mindre slibende side (15 µm, gul) for at fuldføre poleringen.
- GripStrip skal fjernes med en lodret bevægelse efter den flyttes til det ikke-belagte segment.
- Hvis kontaktområdet er meget snævert, kan man indsætte en trækile for at skabe et lille mellemrum mellem tænderne, før GripStrip placeres i det område, der skal behandles.

Vedligeholdelse og sterilisation

- GripStrip leveres ikke-steril. Før den første patientanvendelse og umiddelbart efter hver anvendelse skal instrumenterne desinifiseres, rengøres og steriliseres.
- Hold GripStrip adskilt fra ikke rustfrie stålinstrumenter, såsom gummipolerere og slibesten.
- Hvis desinfektionen udføres ved nedsenkning, er det vigtigt at der kun bruges rengørings-/desinfektionsopløsninger, der giver korrosionsbeskyttelse, og at koncentrationerne, anbefalet af producenten, følges.
- Sterilisering skal udføres i henhold til validerede procedurer. Hvis det er muligt, brug en enkeltpulset eller fraktioneret vakuum autoklave og eftervakuum til tørring. Der kan også anvendes sterilisation med visse gasarter (kemisk metode).

GripStrip**Produktbeskrivning**

- Metallremsa, diamantbelagd på en sida, med två delar med olika kornighet: 40 µm (röd) och 15 µm (gul)
- Perforerade anatomiska ändrar för bättre grepp
- Höjd: 2,5 mm
- Tjocklek: 0,05 mm
- Total längd: 80 mm
- Steriliserbara och återanvändbara

Indikationer


- Finish och polering av fyllningar och kronkanter i interproximala områden.
- Borttagning av överflödigt material och överhäng vid fyllningar och kronkanter.
- Avfäsmning av självhäftande restaureringar i cervikala interproximala områden.

Praktiska tips

- Remsans totala längd (80 mm) ger dig optimalt fingerstöd på den bred vidliggande tanden när du arbetar.
- För att komma förbi kontaktområdet, använd remsans obelagda bit och flytta den horisontellt in bit.
- Efter att remsan är på plats, arbeta med den mindre sträva sidan (gul, 15 µm) för att underlätta åtkomst med den strävare sidan (40 µm, röd). Påbörja sedan finishing-processen genom att föra remsan fram och tillbaka.
- Växla sedan tillbaka till den mindre sträva sidan (15 µm, gul) för att avsluta poleringsproceduren.
- GripStrip måste tas bort med en vertikal rörelse efter att man har positionerat om den till den obelagda delen av remsan.
- I det fall att kontaktområdet är mycket snävt är det fördelaktigt att börja med att föra in en träkil för att öppna upp en liten separation mellan tänderna innan man placerar GripStrip i det område som ska behandlas.

Underhåll och sterilisering

- GripStrip levereras i ett icke-sterilt tillstånd. Innan man använder den på den första patienten och omedelbart efter varje användning måste instrumenten desinifiseras, rengöras och steriliseras.
- Håll GripStrip borta från icke-rostfria stålinstrument, såsom polerkoppar av gummi och slipstenar.
- Om man använder desinifisering genom immersion är det viktigt att man bara använder rengörings- och desinifiseringslösningar som ger rostskydd och att man alltid följer tillverkarens anvisningar.
- Sterilisering måste utföras enligt godkända procedurer. Om det är möjligt bör man använda en pulserande eller fraktionerad vakuumautoklav och subvakuum-torkning. Kemiklav-steriliserare kan också användas.

**CENTRIX INCORPORATED**
770 River Road, Shelton, CT 06484 USA
(800) 235-5862 Tel(203) 929-5582
Fax (203) 929-6804**CENTRIX EUROPE**
Hauptstrasse 64 B,
65719 Hofheim, Germany**EMERGO AUSTRALIA**
201 Sussex Street
Darling Park, Tower II, Level 20
Sydney, NSW 2000 Australia
Phone: +61 (0) 2.9006.1662© 2011 Centrix, Inc.
Made in Switzerland
Date Revised: April, 2012
012092 REV B**centrix®**

Making Dentistry Easier.™