

enbio.




Enbio S + Enbio PRO
Maailman nopeimmat autoklaavit.
Luokka B.

Designed 
in Switzerland

Toinen ulottuvuus. Sama esitys.

Enbio-autoklaavit ovat jopa 6 kertaa pienempiä ja 3 kertaa kevyempiä kuin tyypillinen B-luokan / tyhjiöautoklaavi. Työtehokkuuden osalta ne pysyvät vauhdissa hyvin mukana.



	Tyypillinen autoklaavi	Enbio PRO	Enbio ^S
 Työkalupussit / h	50	50	32
Tyhjiö / kuivaus	✓	✓	✓

Nopea sterilointi: aika on rahaa.



Aika on rahaa, ja kun välineet on saatava käyttövalmiiksi, tarvitset ne heti. Enbio taivuttaa fysiikan lakeja pitääkseen odotusajat mahdollisimman lyhyinä.



Enbio Magic Filter: unohda vesi



Kuvittele kilpa-auto, joka kulkee pitkän matkan teelusikallisella polttoainetta. Enbio-autoklaavit ovat sellaisia. Kun Enbio Magic Filter on vakiovarusteena, ne voivat suorittaa jopa 1000 prosessia vain yhdellä litralla demineralisoitua vettä. Hanaa tai pesuallasta ei tarvita.



**1 litra
demineralisoitua
vettä**

1000 prosessia*



* - Enbio PRO - 700 prosessia

Enbio S. Speedmaster.

Enbio S on kompakti, jotta se mahtuu ahtaaseenkin tilaan. Uskomattoman lyhyet prosessiajat pelastavat toimenpiteen hätätilanteessa tai mahdollistavat instrumenttien steriloinnin työn edetessä, potilaiden välillä.



Luokka B

Tyhjöpussit+
kuivaus



Lääketieteellisesti sertifioitu

Lääkinnällinen laite, luokka II b
EN-13060
93/42/ETY direktiivi.

Ei pussitettu
FAST / 134°C

7 min

Pussitettu
Luokka B / 134°C

15 min

Pussitettu
Luokka B / 121°C

30 min



reddot design award
winner



Yksikön paino

15 kg

Kapasiteetti

Max. pakkausmäärä (noin) **8**
Suositeltu erän paino **0,5 kg**
Prosessikammion tilavuus **2,7 l**

Paine ja lämpötila

Työpaine **2,1 Bar**
Maksimipaine **2,3 Bar**
Prosessin maksimilämpötila **137°C**

Mitat

Leveys **25 cm**
Korkeus **16 cm**
Syvyys **56 cm**

Sähköliitäntä

Virtalähde **230V/50Hz**
Asennettu teho **2250 W**
Suurin virrankulutus **15 A**

Muuta

Suojaustaso
Tietojen arkistointi
Vedenjohtavuus*

IP20
USB-tikku
< 15 µS/cm

* - vain demineralisoitu vesi

Enbio PRO. Pieni jalka. Iso tila.

Enbio PRO on ihanteellinen ratkaisu pienen vastaanoton perustyökoneeksi. Supernopea sterilointi ja tilaa useimmille instrumenteille, mukaan lukien suositut implanttikasetit.



Luokka B

Tyhjöpussit+
kuivaus



Lääketieteellisesti sertifioitu

Lääkinnällinen laite, luokka II b
EN-13060
93/42/ETY direktiivi.

Ei pussitettu
FAST / 134°C

9 min

Pussitettu
Luokka B / 134°C

18 min

Pussitettu
Luokka B / 121°C

30 min

Pussitettu / PRION
Luokka B / 134°C

43 min



Yksikön paino

20 kg

Kapasiteetti

Max. pakkausmäärä (noin) **16**
Suositeltu erän paino **1,0 kg**
Prosessikammion tilavuus **5,3 l**

Paine ja lämpötila

Työpaine **2,1 Bar**
Maksimipaine **2,3 Bar**
Prosessin maksimilämpötila **137°C**

Mitat

Leveys **25 cm**
Korkeus **20 cm**
Syvyys **56 cm**

Sähköliitäntä

Virtalähde **230V/50Hz**
Asennettu teho **2250 W**
Suurin virrankulutus **15 A**

Muuta

Suojaustaso
Tietojen arkistointi
Vedenjohtavuus*


IP20
USB stick
< 15 µS/cm

* - vain demineralisoitu vesi

Implantologia



Enbio PRO:hon mahtuvat kaikki
suositut implanttikasetit, jotka
sopivat 29×19×8 cm tilaan.



Enbion käyttöohje.



1. Kytke
2. Valitse ohjelma
3. Aloita työskentely

Lähes 25000 autoklaavia myyty 6 vuodessa.

Vain kuudessa vuodessa Enbion maailmanlaajuinen yhteisö on kasvanut lähes 25 000 käyttäjään, jotka sterilioivat instrumentteja autoklaaveissamme asiakkaidensa ja potilaidensa täydellisen turvallisuuden takaamiseksi.





Designed
in Switzerland

Maailmanlaajuinen jakelu.

Enbio-autoklaavit valmistetaan EU:ssa, ja niitä toimitetaan maailmanlaajuisesti logistiikkakeskusten kautta, jotka kattavat Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Lähi-idän.

