


BurButler™



BlockButler™


GDS

## Silikoniset poratelineet ja blokkimatot

### Porateline BurButler

**10-paikkainen** silikoninen porateline FG- ja W-kiinnitteisille poranterille. Pesu desinfektorissa tai ultraäänilaitteessa. Sterilointi 134 °C.

CBurBDW.10BLP Porateline BurButler, valkoinen  
CBurBSP.10BLP Porateline BurButler, sininen



**25-paikkainen** silikoninen porateline FG- ja W-kiinnitteisille poranterille. Pesu desinfektorissa tai ultraäänilaitteessa. Sterilointi 134 °C.


CBurBDW.25BLP Porateline BurButler, valkoinen  
CBurBSP.25BLP Porateline BurButler, sininen  
CBurBDW.25BLTP Porateline BurButler, valkoinen korkea



### Blokkimatto BlockButler

100-paikkainen silikoninen blokkimatto CAD/CAM-aihioiden säilyttämiseen. Voidaan kiinnittää myös seinään. Pesu desinfektorissa tai ultraäänilaitteessa. Sterilointi 134 °C.

BLOCK100GREY Blokkimatto BlockButler, harmaa



We'll back  
you up