

BLANCONE

SEAL

Hampaiden suojaaminen valkaisuun jälkeen

Useimmilla potilailla, jotka päättävät valkaista hampaansa, on hampaita värjääviä ravitsemus- juoma tai elämäntapatottumuksia.

BlancOne® SEAL

Hampaiden suojakäsittely valkaisuun jälkeen

✓ **BlancOne® SEAL -käsittely sopii erityisesti tupakoitsijoille ja ihmisille, jotka juovat säännöllisesti kahvia tai teetä.**

Tavallisesti valkaisuun jälkeen suositellaan lopettamaan tupakointi ja kahvin ja teen juominen vähintään 72 tunniksi, jotta vaalentuneet hampaat eivät värjäydy. Useimpien potilaiden on erittäin vaikea noudattaa tällaisia rajoituksia. BlancOne® SEAL käsittelyn avulla potilaat voivat jatkaa jokapäiväistä elämäänsä pelkäämättä, että heidän tottumuksensa vaarantavat valkaisuhoiton tuloksia.

✓ **BlancOne® SEAL on silikonipohjainen, hapoilta suojaava lakka hampaan pinnan suojaamiseen värjääviltä aineilta valkaisutoimenpiteiden jälkeen.** Lakka muodostaa kalvon, joka suojaa hampaita värjääviltä happamilta juomilta ja ruoilta sekä savulta, rajoittaen siten uusien värimuutoksien muodostumista ja tekemällä hampaiden valkaisuutuloksista kestävämpiä. BlancOne® SEAL sisältää Nano- fluoriapatiittia, jonka tiedetään parantavan hampaan remineralisaatiota.

✓ **BlancOne® SEAL lakan levittäminen on helppoa ja nopeaa.** BlancOne® SEAL on yksi komponenttilakka, joka ei vaadi etsausta. Se muodostaa hampaan pinnalle suoja-kalvon, joka voidaan tarvittaessa uusaa tai korjata halutulla tavalla. Yksi pakkaus riittää yleensä noin 20 potilaalle.



Pakkaus sisältää:
BlancOne® SEAL lakka (5 ml)
20 applikaattoria,
12 sekoitusalususta (4 syvennystä
jokaisessa)