

**NiTin**<sup>TM</sup>  
NiTiInol Sectional Matrix System

powered by

**Garrison**  
Dental Solutions



NT-KMN-01

Tuote	Kuvaus
<b>NT-KMN-40</b> <b>NiTin<sup>TM</sup></b> <b>Koepakkaus</b>	1x NiTin <sup>TM</sup> rengas pitkä (musta) 1x NiTin <sup>TM</sup> rengas vakio (valkoinen) 40x Full Contour <sup>TM</sup> matriisinauhaa, lajitelma, 5 kokoa 40x NiTin <sup>TM</sup> kiilaa, lajitelma, 4 kokoa 1x rengaspihdit
<b>NT-KMN-01</b> <b>NiTin<sup>TM</sup></b> <b>Aloituspakkaus</b>	1x NiTin <sup>TM</sup> rengas pitkä (musta) 1x NiTin <sup>TM</sup> rengas vakio (valkoinen) 100x Full Contour <sup>TM</sup> matriisinauhaa, lajitelma, 5 kokoa 100x NiTin <sup>TM</sup> kiilaa, 4 kokoa 1x rengaspihdit 1x matriisipihdit

### Kliininen vinkki

Hammaslääkärit suosivat renkaiden kovien nailonkärkien ja vedetyn NiTiInol-langan yhdistelmää parhaiden tulosten saavuttamiseksi.

Kokeile NiTin<sup>TM</sup> sektorimatriisijärjestelmiä 2 kuukauden Rahat takaisin-takuulla.

## Pysyvät siellä, mistä muut irtoavat!

- Ihanteellinen ratkaisu kaikkiin II-luokan restauroitioihin.  
Kaksi eri kokoa molaareille ja premolaareille
- Renkaat pysyvät tiukasti kiinni hampaassa
- Sovittavat matriisiin optimaalisesti hampaalle
- Mahdollistavat maksimaalisen hammasvälin separointivoiman
- Kovasta nailonista valmistettu renkaan takareunan vahvike lisää kestävyyttä ja suojaa samalla materiaalilohkeilulta

## NiTin™ Full Contour, kolmiulotteisesti esimuotoillut matriisinauhat



NTMK01



NT400  
pitkä



NT500  
vakio

Tuote	Kuvaus
NT400	NiTin™ rengas pitkä/ musta Molaareille/ korkeille hampaille sisältää 2 rengasta
NT500	NiTin™ rengas vakio/ valkoinen Premolaareille/ matalille hampaille sisältää 2 rengasta

Lajitelma	Kuvaus
NTMK01	NiTin™ Full Contour Matriisinauhat Kit 250/pakk, 50 jokaista kokoa

Tuote	Kuvaus
NTM100	Full Contour Matriisinauhat, Premolaarit 4,4 mm (50 kpl/pakk)
NTM150	Full Contour Matriisinauhat, Premolaarit, joissa on syvä kervikaalinen preparointi, 6,0 mm (50 kpl/pakk)
NTM175	Full Contour Matriisinauhat, Premolaarit ja pienet molaarit, 5,6 mm (50 kpl/pakk)
NTM200	Full Contour Matriisinauhat, Molaarit, 6,6 mm (50 kpl/pakk)
NTM300	Full Contour Matriisinauhat, Molaarit, joissa on syvä kervikaalinen preparointi, 8,7 mm (50 kpl/pakk)