

VALITSE MENETELMÄSI VAHVEMPAAN SIDOKSEEN

ETSAA JA HUUHTELE



ULTRA-ETCH™ -ETSAUSAINE


EI HUUHTELUA



PEAK™ SE PRIMER

PEAK™ UNIVERSAL
BOND

SAATAVANA
PULLOISSA JA
RUISKUSSA!



PARAS SIDOSLUJUUS DENTIINIIN JA KIILTEESEEN!¹⁻²

Peak Universal Bond takaa vahvan ja kestävän sidoksen sekä itse-etsaavalla että total-etch-tekniikalla. Se sidostuu dentiiniin, kiilteeseen, posliiniin, metalliin, yhdistelmämuoviin ja zirkoniaan, joten se on ihanteellinen suoraan ja epäsuoraan sidostukseen sekä nastoihin ja pilarin rakentamiseen.

- Sidostuu dentiiniin, kiilteeseen, posliiniin, metalliin, yhdistelmämuoveihin sekä zirkoniaan
- Ideaalinen epäsuoraan ja suoraan sidostukseen sekä nastoihin ja pilarin rakentamiseen
- Käy itse-etsaus- ja total-etch-tekniikoihin

Kaikki menetelmät johtavat Peak Universal Bond -sidosaineeseen.



Peak™ Universal Bond

Valokovetteinen sidosaine

4551 Peak Universal Bond Total-Etch Intro Kit

1 kpl 1,2 ml (1,24 g) Peak Universal Bond -ruisku
1 kpl 1,2 ml (1,58 g) Ultra-Etch -ruisku
20 kpl Blue Micro -kärkiä
20 kpl Inspiral Brush -kärkiä



4542 Peak Universal Bond Total-Etch Bottle Kit

1 kpl 4 ml Peak Universal Bond -pullo
4 kpl 1,2 ml (1,58 g) Ultra-Etch -ruiskuja
40 kpl Blue Micro -kärkiä
50 kpl sekoituskuppeja
50 kpl Micro Applicator -harjoja



4554 Peak Universal Bond Self-Etch Intro Kit

1 kpl 1,2 ml (1,24 g) Peak Universal Bond -ruisku
1 kpl 1,0 ml (0,99 g) Peak SE Primer -ruisku
20 kpl Black Mini Brush -kärkiä
20 kpl Inspiral Brush -kärkiä



4541 Peak Universal Bond Self-Etch Bottle Kit

1 kpl 4 ml Peak Universal Bond -pullo
4 kpl 1,0 ml (0,99 g) Peak SE Primer -ruiskuja
40 kpl Black Mini Brush -kärkiä
50 kpl sekoituskuppeja
50 kpl Micro Applicator -harjoja



4553 Peak Universal Bond Refill

4 kpl 1,2 ml (1,24 g) -ruiskuja



4543 Peak Universal Bond 4 ml Bottle Refill

1 kpl 4 ml:n pullo



4552 Peak Universal Bond Econo Refill

20 kpl 1,2 ml (1,24 g) -ruiskuja



5135 Peak SE Primer Refill

4 kpl 1,0 ml (0,99 g) -ruiskuja



4545 Mixing Well Refill

100 kpl sekoituskuppia




4548 Micro Applicator Brush Refill

200 kutakin väriä



YLIVERTAISET SIDOSLUJUJUEDET!^{1,2}

■ Sidoslujuus **dentiinissä** (MPa) ■ Sidoslujuus **kiilteessä** (MPa)



1. Peak Universal Bond sai myönteisen arvioinnin riippumattoman voittoon tavoittelemattoman hammaslääketieteellisen koulutus- ja tuotetestauslaitoksen tutkimuksissa, *Clinicians Report*, elokuussa 2012. Yksityiskohtaiset tiedot saatavilla pyynnöstä.
2. Sisäiset testitiedot. * Muun kuin Ultradent Products, Inc. -yrityksen tavaramerkki.