

# Victoria Versa Imulaite



- Maksimi imuteho 43 l/min
- Alipaine 0-93 bar
- Vakaa alipaineen säätö
- Erittymisen hiljainen käyntiääni, melutaso vain 39,4 dB
- Kiskoon sopivat tavallisimmat pullo ja kkk-pussit
- Tehokas ylitäytönestopullo
- Tukeva jalusta, jossa pitkä ns. Euro-kisko, johon mahtuu neljä pulloa/pussia (kiskoon sopivat lähes kaikki markkinoilla olevat monikäyttöpul- lot ja esim. Serres kertakäyttöiset imupussit)
- Kiskoon saatavana katetriiviinit ja letkunpitimet
- Ulkoinen ylivuodonestojärjestelmä
- Imutehon säätö ja näytön vakaus hyvää tasoa myös pienillä vakuumeilla
- Ei vaadi määräaikaishuoltoja
- Takuu 5 vuotta

