



Aina
kanssasi



 polydentia
swiss manufacture

Polydentia SA
Via Cantonale 47
6805 Mezzovico-Vira
Sveitsi

Puh. +41 91 946 29 48
Fax +41 91 946 32 03
info@polydentia.ch
www.polydentia.ch



 Dental Systems

Jälleenmyyjä Suomessa:
Dental Systems
Niittylässenpolku 16
00620 Helsinki
p. 020 1772 300
info@dentalsystems.fi
www.dentalsystems.fi

REV 01 02.2019

my junior kit

ensimmäinen
sektorimatriisijärjestelmä
pediatriseen
hammashoitoon

sectional
matrix
systems



 polydentia
swiss manufacture



uutta!



ensimmäinen sektorimatriisijärjestelmä pediatriiseen hammashoittoon

myjunior kit

myJunior kit on ensimmäinen pediatrian hammashoidon sektorimatriisijärjestelmä, joka on kehitetty erityisesti pienille maitohampaille ja uusille pysyville hampaille. Se lisää restauroitoiden ennustettavuutta ja auttaa saamaan kontaktipinnoista optimaaliset. Ratkaisut ovat lapselle miellyttävämpiä. Ne lyhentävät toimenpideaikaa niin, että pieni potilas pääsee nopeasti takaisin suosikkileikkeihinsä.



myTines Junior
Autoklavoitavat muoviset vaihtokärjet sopivat kiilan päälle ja saavat matriisin mukautumaan vaivattomasti hampaan anatomiaan.



Puukiilat

Silicone Tubes
Pehmeät putket mukautuvat hampaan muotoon ja niillä saa hyvän otteen.



myWedge
huipputekniikka: onto V:n muotoinen muovikiila



Junior LumiContrast
Tummansininen matriisi lisää kontrastia huomattavasti ja vähentää heijastumia.













Junior Quickmat teräsmatriisit

Pakkaus

myJunior Kit - Til.nro TT

- 1 kpl myClip Junior rengas
- 1 kpl myRing Junior rengas
- 5 paria sylinterimäisiä silikoniputkia
- 5 paria myTines Junior kärkiä
- 40 kpl LumiContrast sektorimatriisi premolaarille 0,04 mm / 5 mm
- 40 kpl Junior LumiContrast sektorimatriisi 0,04 mm / 3,75 mm
- 50 kpl Quickmat sektorimatriisi premolaarille 0,04 mm / 5 mm
- 50 kpl Junior Quickmat sektorimatriisi 0,04 mm / 3,75 mm
- 50 kpl Pinky puukiilat 11 mm (XS)
- 50 kpl puukiila 12 mm (S)
- 50 kpl myWedges XS kiila
- 50 kpl myWedges S kiila

Täyttöpakkaukset

| | | | |
|---|---|--|--|
|  Til.nro 116990 myClip Junior rengas, 2 kpl |  Til.nro 116991 myRing Junior rengas, 2 kpl |  Til.nro 116984 myTines Junior kärki, 15 paria |  Til.nro 116676 Silikoniputket, kärki, 15 paria |
|  Til.nro 116906 Junior LumiContrast sektorimatriisi, 0,04 mm / 3,75 mm, 70 kpl |  Til.nro 116907 Junior LumiContrast sektorimatriisi, premolaarille, 0,04mm / 5mm, 70 kpl |  Til.nro 116535 Junior Quickmat sektorimatriisi, 0,04mm / 3,75mm, 100 kpl |  Til.nro 116536 Quickmat sektorimatriisi premolaarille, 0,04mm / 5mm, 100 kpl |
|  Til.nro 118024 Pinky puukiila, 11 mm (XS), 200 kpl |  Til.nro 118025 Puukiila, 12 mm (S), 100 kpl |  Til.nro 118050 myWedge kiila, Extrasmall (XS), 100 kpl |  Til.nro 118051 myWedge kiila, Small (S), 100 kpl |

Pediatriiset sektorimatriisirenkaat myClip Junior ja myRing Junior ovat mini-invasiivisia ja turvallisia käyttää. Matalien, nuorten hampaiden restauroitio sujuu helpommin kirkasväristen renkaiden avulla. Juniorikokoiset sektorimatriisirenkaat pysyvät hyvin paikallaan ja niiden separointivoima on juuri oikea, jolloin kontaktipinnasta tulee ihanteellinen. Lisäksi joustavilla myTines Junior -kärjillä ja pyöristetyillä silikoniputkillä saa pitävämmän otteen ja ne varmistavat sen, että sektorimatriisi mukautuu hampaan muotoon. Tämä estää ylimääräisen yhdistelmämuovien kertymistä ja nopeuttaa toimenpidettä lyhentämällä viimeistelyaikaa.

myClip junior

Kaikki tarvittava yhdessä pediatriassa sektorimatriisirenkaassa, johon on integroitu pihdit.



OMINAISUUDET

- Kaikki tarvittava yhdessä sektorimatriisirenkaassa. Ei pelottavia pihtejä.
- Kestävä, nikkelititaanista tehty rengas
- Optimaalinen separointivoima takaa virheettömät kontaktipinnat.
- Renkaan saa paikalleen helposti yhdellä kädellä.
- Autoklavoitavat muoviset myTines Junior -vaihtokärjet



"myClip Junior soveltuu ihanteellisesti pediatriisiin hoitoihin, sillä sen avulla erinomaisen tuloksen saa helpommin ja huomattavasti nopeammin."


Tri Marina Papachroni
Kreikka



Lisätietoja


myRing junior

Pediatrian sektorimatriisirengas monenlaisiin klinisiin tarpeisiin.



OMINAISUUDET

- Ihanteellinen koko lasten maitohampaille
- Kestävä, nikkelititaanista tehty rengas
- Optimaalinen separointivoima takaa virheettömät kontaktipinnat.
- Erinomainen retentio ja matriisin mukautuminen hampaan muotoon.
- Autoklavoitavat muoviset myTines Junior -vaihtokärjet



"myRing Juniorin ja Polydentian pediatrien tuotteiden ansiosta lasten restauroitiohoidot eivät enää vaadi kikkailua. Sektorimatriisirenkaan ja juniorimatriisien pienen koon ansiosta pediatriiset restauroitiot sujuvat helposti ja nopeasti. Järjestelmä sopii täydellisesti maitohampaille ja estää aikaa vievien yhdistelmämuovikertymien muodostumista. Lyhyempi hoitoaika on myös miellyttävämpi pienille potilaillemme."

Tri Martina Sabová
Slovakia



Lisätietoja