


BlueViewTM VariStripTM

Contoured Anterior Matrices

- Muotoiltu anteriorinen matriisi, joka tarjoaa optimaalisen kaarevuuden ja nauhan korkeuden lähes kaikkiin anteriorisiin restauraatioihin.
- Vältetään vääränlaiset litteät approksimaalimuodot, mustat kolmiot ja ruokaloukut.
- Sininen sävy parantaa kontrastia matriisiin ja hampaan rakenteen välillä vaarantamatta komposiitin polymerisaatiota.



Korkeus valittavissa 5 - 10 mm, jolloin se sopii kaikkiin etuhampaisiin.



Dr. Martin von Sontagh, Itävalta



Ohjeet
käyttäjälle

Blue View VariStripTM

Tuote	Kauvaus	Lkm
VS02	VariStrip TM	50/pakk
VS01	VariStrip TM	100/pakk



Dr. Gabriele Conte, Italia