

Styleitaliano

perustajat
Dr. Walter Devoto ja
Prof. Angelo Putignano

Style Italiano Group muodostuu joukosta intohimoisia klinikoita ja tutkijoita. He kehittävät jatkuvasti uusia menetelmiä ja materiaaleja esteettiseen ja konservatiiviseen hammashoittoon. Heidän tavoitteenaan on luoda ratkaisuja, joiden avulla huippuluokan esteettinen ja toiminnallinen hammashoito saadaan kaikkien ulottuville.

Polydentiale yhteistyö Style Italianon kanssa on enemmän kuin inspiraation lähde. Se on mahdollisuus uudistaa jatkuvasti lupauksemme siitä, että valjastamme sveitsiläisen laatutyön hammashoidon palvelukseen kaikkialla maailmassa.



Käy "Unica Communityn" sivuilla ja jaa kanssamme tapauskuvauksesi, joissa olet käyttänyt Unicaa etualueen restauroitioihin.

Seuraa meitä
#thinkunica



Polydentia SA
via Cantonale 47
6805 Mezzovico-Vira
Switzerland

p. +41 91 946 29 48
fax: +41 91 946 32 03
info@polydentia.ch
www.polydentia.ch



Jälleenmyyjä Suomessa:
Dental Systems
Niittylänpolku 16
00620 Helsinki

p. 020 1772 300
info@dentalsystems.fi
www.dentalsystems.fi

unica anterior



Kannen kuva: Tr Dan Lazar

kaikkiin
etualueen
restauroitioihin

matrix
systems





1 Interproksimaalisen ja kervikaalisen reunan samanaikainen restaurointi.

2 Muotoiltu matriisi auttaa restauroimaan interproksimaaliset reunat luonnollisesti.

3 Matriisi on helppo asettaa oikeaan asentoon siivekkeiden avulla.

4 Helppo ja hallittu kervikaalialueiden restaurointi ja/tai ikenen retraktio.

unica anterior

powered by: **STYLE ITALIANO**



"Modernissa konservatiivisessa hammashoidossa jokapäiväisten tuotteiden ja menetelmien täytyy olla hallittuja ja kustannustehokkaita, jotta niillä saavutettava hyöty olisi selkeä. Unica on jokapäiväinen ratkaisu, olipa kyseessä sitten etualueen luokan III, IV tai V restaurointi, hampaan muodon muokkaaminen ja/tai suoralla kerrostustekniikalla tehtävä muovilaminaatti. Sen avulla etualueen tavalisimmista restauroitioista saa tehokkaasti esteettisiä ja toimivia."

Dr. Jordi Manauta, DDS
Head of Styleitaliano Idea Factory
Sestri Levante, Italia

Muovilaminaatit



Täyttöpakkaukset

Unica etualueen matriisit
Til.nro 116790 REF 6912 12 kpl
Til.nro 116791 REF 6950 50 kpl

Til.nro 282663
myQuickmatrix osamatriisin vienti- ja poistopihti

Til.nro 118050
Muovikiila myWedge Pinkki, XS, 100 kpl

Til.nro 118051
Muovikiila myWedge Oranssi, S, 100 kpl

Til.nro 118052
Muovikiila myWedge Vihreä, M, 100 kpl

Til.nro 116088
myCustom Resin 3 ml + 10 kpl vientikärkiä 18G


Unica anterior Introkit - REF 6900

- 35 kpl Unica etualueen matriiseja
- 40 kpl myWedge XS
- 40 kpl myWedge S
- 40 kpl myWedge M
- 1 kpl myCustom Resin, 3 ml ruisku
- 7 kpl vientikärki 18 G
- 1 kpl myQuickmatrix-pihti


Luokan III restauroaatio

Unica on erittäin hyödyllinen luokan III kaviteettien restauroitiossa silloin, kun proksimaalinen reuna puuttuu. Unica auttaa visualisoimaan hampaan lopullisen muodon jo ennen työn aloittamista.

Dr. Giuseppe Chiodera
Brescia, Italia




Lisätietoja



Luokan IV restauroaatio

Tässä luokan IV restauroitiossa kervikaaliset ja interproksimaaliset alueet restauroidaan Unican avulla luonnollisesti ja nopeasti.

Dr. Dan Lazar
Oradea, Romania



Lisätietoja



Unica etualueen matriisit



myCustom resin

myQuickmatrix-pihti

myWedge



Muovilaminaatit



Uuden Unica-matriisin ansiosta kervikaalisen ja interproksimaalisen reunan voi restauroida samanaikaisesti. Näin restauroitavan hampaan muodon voi määrittellä helposti ja restauroation tehdä ennustettavasti.

Dr. Monaldo Saracinelli &
Dr. Antonino Nicolò
Italia



Lisätietoja

Hampaan muodon muokkaaminen

Unica-matriisin ainutlaatuinen muotoilu tekee siitä välttämättömän ja hyvin tehokkaan työkalun, jonka avulla on mahdollista työstää sekä interproksimaalista että kervikaalista aluetta yhtä aikaa.

Dr. Carlos Fernández Villares - Madrid, Espanja



Lisätietoja

